

Hemolysis Solution

HALTEN SIE DIESEN BEIPACKZETTEL IMMER GRIFFBEREIT UND LESEN SIE IHN VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCH. WENN ES IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM GERÄT ZU EINEM SCHWEREN ZWISCHENFALL ODER BEINAHEUNFALL GEKOMMEN IST, MELDEN SIE DIES BITTE UMGEHEND DEM HERSTELLER ODER DEM BEVOLLMÄCHTIGTEN UND IHRER LOKALEN AUFSICHTSBEHÖRDE.

ZWECKBESTIMMUNG

Die Hemolysis Solution ist für die Verdünnung von Vollblutproben zur Verwendung mit dem HA-8180V, HA-8180T oder HA-8190V bestimmt, die für die quantitative Messung von HbA1c vorgesehen sind. Nur zur *In-vitro*-Diagnose und professionellen Verwendung.

WARNHINWEISE

- Dieses Produkt enthält als Konservierungsstoff weniger als 0,02% schleimhautreizendes Natriumazid (NaN₃).
- Natriumazid kann mit Kupfer oder Blei reagieren, dabei entstehen potenziell explosive Metallazide.
- Natriumazid kann mit Säure reagieren, dabei entsteht toxisch-explosive Stickstoffwasserstoffsäure.
- Um zu verhindern, dass Reste von Proben in der Wasserleitung reagieren, müssen diese Materialien vor dem Entsorgen mit reichlich Wasser gespült werden.
- Wenn Ihre Augen oder Ihr Mund mit der Hemolysis Solution in Berührung kommen, spülen Sie diese sofort mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn Ihre Haut mit der Lösung in Berührung kommt, mit viel Wasser spülen.
- Entsorgen Sie Flüssigabfall mit Blutproben entsprechend lokalen Vorschriften für biologisch gefährlichen Abfall.

VORSICHTSHINWEISE

- Nur zur *In-vitro*-Diagnose.
- Dieses Produkt ist nur für die Geräte HA-8180V, HA-8180T oder HA-8190V geeignet. Verwenden Sie es NICHT mit anderen Instrumenten. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Instruments.
- Verwenden Sie dieses Set NICHT über das Verfallsdatum hinaus.
- Das Verfallsdatum finden Sie auf der Verpackung und auf dem Aufkleber an der Flasche.
- Lagern Sie geöffnete Flaschen bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C, um die Kontaminierung mit pathogenen Mikroben zu vermeiden.
- Mischen Sie nach dem Öffnen der Flasche nicht die Reagenzien.
- Verwenden Sie die vorbereitete verdünnte Vollblutprobe NICHT, wenn sie trüb ist oder Fremdkörper enthält.
- Lagern Sie die verdünnte Blutprobe bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C. Verwenden Sie diese innerhalb von 12 Stunden. Eine Verwendung nach 12 Stunden kann zu ungenauen Analyseergebnissen führen.

VERFAHREN

Vollblutproben (Vorbereiten der Hämolyseproben)

- 1 Röhrchen enthält 1,0 mL Hemolysis Solution. 10 µL Vollblut mit einer End-to-End-Kapillare hinzufügen. Lassen Sie die Kapillare direkt in das Röhrchen mit der Hemolysis Solution fallen, schließen Sie das Röhrchen und schütteln Sie es, damit das Blut aus der Kapillare in die Hemolysis Solution gelangt. Nehmen Sie dann die Verschlusskappe ab und setzen Sie die Probe in das Gerät ein. Sie können die Probe auch in ein Probengefäß geben, bevor Sie sie in das Gerät einsetzen.

LAGERUNG

Ungeöffnet: Lagern Sie es an einem dunklen Ort bei einer Temperatur zwischen 3 °C und 30 °C und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Geöffnet: Lagern Sie es gut verschlossen bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C.

ENTHALTENE MATERIALIEN

Hemolysis Solution: 1 mL × 100 Flaschen, Phosphat-gepufferte grenzflächenaktive Substanz.

Materialien der Flasche: PS (Polystyrol)-Flasche mit LDPE (Low-Density Polyethylen)-Außenkappe.

ERFORDERLICHES, ABER NICHT MITGELIEFERTES MATERIAL

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Instruments.

PROBENNAHME UND LAGERUNG

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Instruments.

QUALITÄTSKONTROLLE

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Instruments.

SYMBOL-GLOSSAR

	Verwendbar bis
	Chargencode
	Herstellungsdatum
	Bestellnummer
	Hersteller
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	In-vitro-Diagnostikum
	Temperaturbegrenzung
	Gebrauchsanweisung beachten
	Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2017/746.
	Begrenzung der Lagertemperatur nach dem Öffnen



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Ansprechpartner für technische Hilfe
[TEL: +31-20-545-24-50]

