

Concentrated Washing Solution 3

Lees vóór gebruik deze bijsluiter zorgvuldig door. Houd de bijsluiter ter referentie bij de hand. Als u een ernstig incident hebt gehad of zou kunnen hebben gehad dat verband houdt met het apparaat, meld dit dan direct aan de fabrikant of via de gemachtigde vertegenwoordiger en uw plaatselijke regelgevende instantie.

Beoogd doel

Concentrated Washing Solution 3 is een wasoplossing voor gebruik met AX-4060 of AI-4510 die bedoeld zijn voor de kwalitatieve, semikwantitatieve en/of kwantitatieve meting van meerdere fysiologische markers in in urine. Uitsluitend voor *in-vitro* diagnostisch en professioneel gebruik.

Samenstelling

Natriumfosfaat tribasisch, 0,2% (CAS-nr.7601-54-9)
 Polyoxyethyleenalkyl(12-14)ethers, 1% (CAS nr. 84133-50-6)

Gebruik

Verdun de geconcentreerde oplossing met gedeïoniseerd water met een verhouding van 1:9 voor gebruik (1 deel geconcentreerde oplossing, verdund met 9 delen gedeïoniseerd water). Lees vóór gebruik aandachtig de bedieningshandleiding van de analyser.

Let op

1. Na verdunning kunnen schimmels en/of bacteriën in de oplossing groeien. Gebruik de verdunde wasoplossing binnen 15 dagen na verdunning.
2. Gebruik de wasoplossing binnen de houdbaarheidsdatum. Als de oplossing niet goed wordt bewaard, zijn de prestaties onvoldoende, ook al is de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken.
3. Bewaar de oplossing niet in direct zonlicht.
4. Bij contact met de ogen onmiddellijk en grondig met leidingwater spoelen. Raadpleeg een arts indien nodig.
5. Dit product is een alkalische wasoplossing. NIET drinken. Draag voor de veiligheid beschermende handschoenen voor gebruik.

Afvoer van gevaarlijk biologisch afval

Voer vloeibaar afval af volgens de voorschriften voor gevaarlijk biologisch afval.

Opslag en stabiliteit

1. Opslag
 Bewaren bij kamertemperatuur (1 - 30°C).
2. Houdbaarheidsdatum
 Gedrukt op het etiket van de fles en de buitenverpakking.

Meegeleverde materialen

Concentrated Washing Solution 3 1 l × 5 flessen

Benodigde, maar niet meegeleverde materialen

Monsterbuis (indien gebruikt met AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.
 1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
 Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
 Prof. J.H. Bavincklaan 2
 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
 Contactinformatie voor technische ondersteuning
 [TEL: +31-20-545-24-50]

