

Concentrated Washing Solution 3

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το ένθετο συσκευασίας. Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Εάν είχατε ή θα μπορούσατε να είχατε σοβαρό συμβάν που σχετίζεται με το προϊόν, αναφέρετέ το απευθείας στον κατασκευαστή ή μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, καθώς και στην τοπική ρυθμιστική αρχή.

Προοριζόμενος σκοπός

Concentrated Washing Solution 3 είναι ένα διάλυμα πλύσης για χρήση με το AX-4060 ή το AI-4510, τα οποία προορίζονται για την ποιοτική, ημιποσοτική ή/και ποσοτική μέτρηση πολλών φυσιολογικών δεικτών στα ούρα.

Για διαγνωστική χρήση *in vitro* και επαγγελματική χρήση μόνο.

Σύνθεση

Τριβασικό φωσφορικό νάτριο, 0.2% (Αρ. CAS 7601-54-9)

Πολυοξυ-αιθυλενικοί αλκυλ(C12C14)αιθέρες, 1% (Αρ. CAS 84133-50-6)

Χρήση

Αραιώστε το συμπυκνωμένο διάλυμα με απιονισμένο νερό σε αναλογία 1:9 για να το χρησιμοποιήσετε (1 μέρος συμπυκνωμένο διάλυμα αραιωμένο με 9 μέρη απιονισμένου νερού). Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας του αναλυτή πριν από τη χρήση.

Προσοχή

- Μετά την αραιώση, μπορεί να αναπτυχθούν στο διάλυμα μύκητες και/ή βακτήρια. Χρησιμοποιήστε το αραιωμένο διάλυμα πλύσης εντός 15 ημερών από την αραιώση.
- Χρησιμοποιήστε το διάλυμα πλύσης εντός της ημερομηνίας λήξης. Εάν η φύλαξη δεν είναι κατάλληλη, δεν διατηρούνται επαρκείς αποδόσεις ακόμα κι αν είναι εντός της ημερομηνίας λήξης.
- Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως για φύλαξη.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως και σχολαστικά με νερό βρύσης. Εάν χρειαστεί, επισκεφθείτε ένα γιατρό.
- Αυτό το προϊόν είναι αλκαλικό διάλυμα πλύσης. ΜΗΝ το πιείτε. Φοράτε προστατευτικά γάντια για ασφάλεια πριν από τη χρήση.

Απόρριψη βιολογικά επικίνδυνων αποβλήτων

Απορρίψτε τα υγρά απόβλητα σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας για τα βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα.

Φύλαξη και σταθερότητα

- Φύλαξη
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου (1 - 30°C).
- Ημερομηνία λήξης
Τυπωμένο στην ετικέτα της φιάλης και στο εξωτερικό δοχείο.

Υλικά που παρέχονται

Concentrated Washing Solution 3 1 L × 5 φιάλες

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται

Σωληνάριο δείγματος (Όταν χρησιμοποιείται με το AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Επικοινωνήστε για τεχνική βοήθεια
[TEL: +31-20-545-24-50]

