

# Concentrated Washing Solution 3

Leggere attentamente il presente foglietto illustrativo prima dell'uso. Tenere il foglietto a portata di mano in modo da utilizzarlo come riferimento in caso di necessità.  
Se si è verificato o si potrebbe essere verificato un incidente grave correlato al dispositivo, si prega di segnalarlo direttamente al produttore o tramite il rappresentante autorizzato e alle autorità locali competenti.

## Destinazione d'uso

Concentrated Washing Solution 3 è una soluzione di lavaggio da utilizzare con AX-4060 o AI-4510, che sono destinati alla misurazione qualitativa, semi-quantitativa e/o quantitativa di diversi marcatori fisiologici nelle urine.  
Destinato esclusivamente all'uso diagnostico *in vitro* e all'uso professionale.

## Composizione

Fosfato di sodio tribasico, 0,2% (N. CAS 7601-54-9)  
Eteri di poliossietilene alchil(12-14), 1% (N. CAS 84133-50-6)

## Utilizzo

Diluire la soluzione concentrata con acqua deionizzata a un rapporto pari a 1:9 per l'uso (1 parte di soluzione concentrata diluita con 9 parti di acqua deionizzata).  
Leggere attentamente il manuale operativo dell'analizzatore prima dell'uso.

## Attenzione

1. Dopo la diluizione, all'interno della soluzione possono proliferare funghi e/o batteri. Utilizzare la soluzione di lavaggio diluita entro 15 giorni dalla diluizione.
2. Utilizzare la soluzione di lavaggio entro la data di scadenza. In caso di conservazione non appropriata, non sono mantenute prestazioni sufficienti, anche nel caso in cui la data di scadenza non sia stata superata.
3. Durante la conservazione, evitare la luce diretta del sole.
4. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua di rubinetto. Consultare un medico, se necessario.
5. Questo prodotto è una soluzione di lavaggio alcalina. NON bere. Indossare guanti protettivi per sicurezza prima dell'uso.

## Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi

Smaltire il liquido conformemente alle normative locali in materia di rifiuti a rischio biologico.

## Conservazione e stabilità

1. Conservazione  
Conservare a temperatura ambiente (1 - 30°C).
2. Data di scadenza  
Riportata sull'etichetta del flacone e sul contenitore esterno.

## Materiali forniti

Concentrated Washing Solution 3 - 5 flaconi da 1 L

## Materiali necessari ma non forniti

Provetta per campioni (se usata con AI-4510)



### ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi  
Shiga 520-3306, JAPAN  
[https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact\\_eng](https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng)



### ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2  
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS  
Contatto per l'assistenza tecnica  
[TEL: +31-20-545-24-50]

