

Concentrated Washing Solution 3

Aqra dan il-fuljett ta' taghrif b'attenzjoni qabel l-użu. Żommu viċin biex taghmel referenza għalih skont kif meħtieġ.
Jekk kellek jew seta' kellek xi incident serju relatat mal-apparat, jekk jogħġbok irrappurtah direttament lill-manifattur jew permezz tar-rappreżentant awtorizzat u lill-awtorità regolatorja lokali tiegħek.

Għan Intenzjonat

Concentrated Washing Solution 3 hija soluzzjoni għall-ħasil għall-użu ma' AX-4060 jew AI-4510, li huma intenzjonati għall-kejl kwalitattiv, semi-kwantitattiv u/jew kwantitattiv ta' markaturi fiżjoloġiċi severi fl-awrina.
Għal użu dijanjostiku *in vitro* u użu professjonali biss.

Kompożizzjoni

Fosfat tas-sodju Tribasic, 0.2% (Nru CAS 7601-54-9)
Polyoxyethylene alkyl(12-14)ethers, 1% (Nru CAS 84133-50-6)

Użu

Iddilwixxi s-soluzzjoni konċentrata b' ilma dejonizzat fi proporzjon ta' 1:9 għall-użu (parti 1 ta' soluzzjoni konċentrata dilwita ma' 9 partijiet ta' ilma dejonizzat).
Aqra l-manwal tat-tħaddim tal-analizzatur b'attenzjoni qabel l-użu.

Attenzjoni

- Wara d-dilwizzjoni, jistghu jikbru l-fungi u/jew batterja fis-soluzzjoni. Jekk jogħġbok uża soluzzjoni għall-ħasil dilwita fi żmien 15-il jum mid-dilwizzjoni.
- Uża s-soluzzjoni għall-ħasil sad-data ta' skadenza. Jekk il-post tal-ħażna ma jkunx adegwat, il-prestazzjonijiet tas-soluzzjoni ma jibqgħux tajbin biżżejjed minkejja li tkun għadha ma għaddietx id-data ta' skadenza.
- Evita dawl dirett tax-xemx għall-ħażna.
- F'każ li jkun hemm kuntatt mal-ghajnejn, aħsel sew u immedjatament bl-ilma tal-vit. Ara tabib jekk hemm bżonn.
- Dan il-prodott huwa soluzzjoni għall-ħasil alkalina. TIXROBHIEX! Ilbes ingwanti protettivi għas-sigurtà qabel l-użu.

Rimi ta' Skart ta' Periklu Bijoloġiku

Armi skart likwidu skont ir-regolamenti tiegħek dwar l-iskart ta' periklu bijoloġiku.

Hażna u Stabbiltà

- Hażna
Aħžen fit-temperatura tal-kamra (1 - 30°C).
- Data tal-iskadenza
Stampata fuq it-tikketta tal-flixkun u l-kontenitur ta' barra.

Materjali Pprovduti

Concentrated Washing Solution 3 1 L × 5 flieksen

Materjali Meħtieġa Iżda Mhux Ipprovduti

Tubu tal-kampjuni (Meta użata flimkien ma' AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kuntatt għall-assistenza teknika
[TEL: +31-20-545-24-50]

