

Concentrated Washing Solution 3

Ürünü kullanmadan önce bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Gerektiğinde kullanmak üzere muhafaza edin.
Cihaz ile ilgili ciddi bir olay yaşadıysanız veya yaşama ihtimaliniz olduysa lütfen bu durumu doğrudan veya yetkili temsilciniz kanalıyla üreticiye ve bölgenizdeki yasal merciye bildirin.

Kullanım Amacı

Concentrated Washing Solution 3, idrardaki çeşitli fizyolojik markörlerin kalitatif, yarı kantitatif ve/veya kantitatif ölçümü için tasarlanmış AX-4060 veya AI-4510 ile birlikte kullanmak için bir yıkama çözeltidir.
Sadece *in vitro* teşhis kullanımı ve profesyonel kullanım içindir.

Bileşimi

Sodyum fosfat Tribazik, %0,2 (CAS No. 7601-54-9)
Polioksietilen alkil(12-14)eterler, %1 (CAS No. 84133-50-6)

Kullanımı

Kullanmak için konsantre çözeltiyi, deiyonize su ile 1:9 oranında seyreltin (1 birim konsantre çözelti 9 birim deiyonize su ile seyreltilir).
Kullanmadan önce analizörün kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Dikkat

- Seyreltildikten sonra çözeltinin içerisinde mantar ve/veya bakteri üreyebilir. Lütfen seyreltilmiş yıkama çözeltisini, seyreltildikten sonraki 15 gün içerisinde kullanın.
- Yıkama çözeltisini son kullanma tarihi içerisinde kullanın. Saklama şartları uygun değilse kullanma tarihi içerisinde dahi yeterli performans sağlanamayabilir.
- Saklama esnasında güneş ışığının doğrudan gelmesini engelleyin.
- Gözle temas etmesi durumunda gözlerinizi hemen musluk suyuyla iyice yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.
- Bu ürün, alkali yıkama çözeltisidir. İÇMEYİN. Kullanmadan önce güvenlik için koruyucu eldiven giyin.

Biyozararlı Atıkların Atılması

Sıvı atıkları, biyozararlı atıklarla ilgili yönetmeliklerinize göre atın.

Saklama ve Dayanıklılık

- Saklama
Oda sıcaklığında (1 - 30°C) saklayın.
- Son kullanma tarihi
Şişenin etiketinde ve dış kaptaki yazıdır.

Sağlanan Malzemeler

Concentrated Washing Solution 3 1 L × 5 şişe

Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Malzemeler

Numune tüpü (AI-4510 ile birlikte kullanıldığında)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng

EC REP

ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Teknik yardım için iletişime geçin
[TEL: +31-20-545-24-50]

