

CONTROL DILUTION SET 80

ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ Ή ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το CONTROL DILUTION SET 80 προορίζεται για τη διάλυση και αραιώση εμπορικά διαθέσιμου λυοφιλισμένου υλικού ελέγχου για χρήση με HA-8180V, HA-8380V ή HA-8180T, τα οποία προορίζονται για την ποσοτική μέτρηση των HbA1c και HbA2. Το CONTROL DILUTION SET 80 προορίζεται επίσης για την αραιώση δειγμάτων ολικού αίματος. Μόνο για διαγνωστική χρήση *in vitro* και επαγγελματική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Εάν το DILUENT 80 ή το RECONSTITUENT 80 έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το στόμα, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε έναν ιατρό.
- Εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό.
- Απορρίψτε τα υγρά απόβλητα που περιέχουν δείγμα αίματος σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις σχετικά με τα βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μόνο για διαγνωστική χρήση *in vitro*.
- Το σετ αυτό προορίζεται μόνο για HA-8180V, HA-8380V ή HA-8180T. ΜΗΝ επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε με άλλα όργανα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του οργάνου.
- ΜΗ χρησιμοποιήσετε αυτό το σετ μετά την ημερομηνία λήξης του.
- Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται τόσο στο κουτί όσο και στην ετικέτα της φιάλης.
- Μετά το άνοιγμα, φυλάξτε τη φιάλη σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 8°C για την αποφυγή μόλυνσης από παθογόνα μικρόβια.
- Διαβάστε προσεκτικά το εσωκλειστο οδηγίων, το οποίο συνοδεύει τα διαλύματα ποιοτικού ελέγχου που διατίθενται στο εμπόριο, πριν από τη χρήση.
- Αποφύγετε την ανάμιξη αντιδραστηρίων μετά το άνοιγμα της φιάλης.
- ΜΗ χρησιμοποιήσετε το προετοιμασμένο διάλυμα ποιοτικού ελέγχου εάν παρουσιάζει θολερότητα ή εάν υπάρχει ξένο υλικό.
- Φυλάξτε το διάλυμα ποιοτικού ελέγχου σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 8°C.
- Φυλάξτε το αραιωμένο δείγμα ολικού αίματος και το διάλυμα ποιοτικού ελέγχου σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 8°C και χρησιμοποιήστε τα εντός 12 ωρών. Η χρήση μετά τις 12 ώρες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανακριβή αποτελέσματα μέτρησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δείγματα ολικού αίματος (Προετοιμασία δειγμάτων αιμόλυσης)

- Προσθέστε τον κατάλληλο όγκο DILUENT 80 στα δείγματα ολικού αίματος.
- Η μετρήσιμη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ενός αραιωμένου δείγματος αιμόλυσης HA-8180V ή HA-8180T είναι 75 - 225 mg/dL (τυπική τιμή 150 mg/dL), ενώ με HA-8380V είναι 45 - 140 mg/dL (τυπική τιμή 94 mg/dL).
- Εάν η συγκέντρωση δεν βρίσκεται εντός αυτών των ορίων, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος ή η επαναληψιμότητα θα είναι χαμηλή.
- Εάν συμβεί αυτό, αλλάξτε την αναλογία αραιώσης όπως απαιτείται για να προσαρμόσετε τη συγκέντρωση, πριν την εκ νέου εκτέλεση της μέτρησης. (Τα HA-8180V και HA-8180T χρησιμοποιούν ολικό αίμα αραιωμένο 101 φορές, ενώ το HA-8380V χρησιμοποιεί ολικό αίμα αραιωμένο 161 φορές.)

ΦΥΛΑΞΗ

Κλειστό: Φυλάξτε αυτό το σετ σε σκοτεινό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 30°C, αποφεύγοντας την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως.

Ανοικτό: Φυλάξτε τις φιάλες καλά κλεισμένες σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 8°C.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

DILUENT 80: 250 mL x 1 φιάλη, φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει επιφανειοδραστικό παράγοντα.

RECONSTITUENT 80: 15 mL x 1 φιάλη, φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει επιφανειοδραστικό παράγοντα.

Υλικά της φιάλης:

DILUENT 80: Φιάλη πολυαιθυλενίου (PE) με εσωτερικό πώμα PE και εξωτερικό πώμα πολυπροπυλενίου (PP).

RECONSTITUENT 80: Φιάλη PP με καπάκι PP



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Επικοινωνήστε για τεχνική βοήθεια
[TEL: +31-20-545-24-50]

