

CONTROL DILUTION SET 80

A JELEN DOKUMENTUMOT MINDIG TARTSA ELÉRHETŐ HELYEN, ÉS HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN TANULMÁNYOZZA ÁT. A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN BEKÖVETKEZETT VAGY POTENCIÁLIS SÚLYOS ESEMÉNYEKET JELENTENI KELL KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓNAK VAGY A HIVATALOS KÉPVISELŐN KERESZTÜL, VALAMINT A HELYI SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGNAK.

RENDELTTETÉS

A CONTROL DILUTION SET 80 rendeltetése a kereskedelembe kapható, fagyasztva szárított kontrollanyagok oldása és hígítása a HA-8180V, HA-8380V vagy HA-8180T készüléken történő feldolgozáshoz a HbA1c és HbA2 mennyiségi mérésére. A CONTROL DILUTION SET 80 teljesvérminták hígítására is használható. Kizárólag *in vitro* diagnosztikai és professzionális használatra.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ha a DILUENT 80 vagy RECONSTITUENT 80 szembe vagy szájba kerül, azonnal mossa le bő vízzel, és kérjen orvosi tanácsot.
- Ha bőrre kerül, mossa le bő vízzel.
- A vérmintát tartalmazó folyékony hulladékot a bioveszélyes hulladéokra vonatkozó helyi előírások szerint kezelje.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Kizárólag *in vitro* diagnosztikai használatra.
- A készlet csak HA-8180V, HA-8380V vagy HA-8180T készülékkel használható. NE használja más készülékkel. Lásd a készülék kezelői kézikönyvét.
- NE használja a készletet a lejárat dátum után.
- A lejárat dátumot megtalálja mind a dobozon, mind a palack címkéjén.
- A felnyitott palackot 2°C–8°C-os hőmérsékleten tárolja, hogy ne szaporodjanak el benne a kórokozók.
- Használat előtt olvassa el a kereskedelembe kapható kontrollok használati útmutatóját.
- A palack felnyitása után kerülje a reagens keveredését.
- NE használja az előkészített kontrollt, ha zavarosságot vagy idegen anyagot lát benne.
- A feloldott kontrollt 2°C–8°C-os hőmérsékleten tárolja.
- A hígított teljesvérmintát és a kontrollt 2°C–8°C-os hőmérsékleten tárolja, és 12 órán belül használja fel. Ha 12 óránál később használja, pontatlan mérési eredmények keletkezhetnek.

ELJÁRÁS

Teljesvérminták (hemolizált minták előkészítése)

- Adjon megfelelő mennyiségű DILUENT 80 oldatot a teljesvérmintákhoz.
- A HA-8180V vagy HA-8180T készüléken a hígított hemolizált minta mérhető hemoglobinkoncentrációja 75–225 mg/dL (normál érték: 150 mg/dL), míg a HA-8380V készüléken 45–140 mg/dL (normál érték: 94 mg/dL).
- Ha a koncentráció nem esik ebbe a tartományba, hibaüzenet keletkezhet, vagy a reprodukálhatóság csökkenhet.
- Ilyen esetben a hígítási arány megfelelő mértékű módosításával módosítsa a koncentrációt, majd ismételje meg a mérést. (A HA-8180V és HA-8180T 101-szeresen hígított teljes vérről dolgozik, a HA-8380V pedig 161-szeressel.)

TÁROLÁS

Felnyitáskor: A készletet sötét helyen, közvetlen napfénytől védve, 2°C–30°C-os hőmérsékleten tárolja.

Felnyitva: A kupakkal szorosan lezárt palackokat 2°C–8°C-os hőmérsékleten tárolja.

A KÉSZLETBEN BIZTOSÍTOTT TÉTELEK

DILUENT 80: 1 db 250 mL-es palack, felületaktív anyagot tartalmazó foszfátpuffer.

RECONSTITUENT 80: 1 db 15 mL-es palack, felületaktív anyagot tartalmazó foszfátpuffer.

A palack anyagai:

DILUENT 80: Polietilén (PE) palack. Kupak belső része: PE, külső része: polipropilén (PP).

RECONSTITUENT 80: PP palack PP kupakkal



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Műszaki támogatás elérhetősége
[TEL: +31-20-545-24-50]

