

DILUENT 90

TENERE SEMPRE A PORTATA DI MANO IL PRESENTE FOGLIETTO ILLUSTRATIVO E LEGGERLO ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO. QUALORA SI FOSSE VERIFICATO O SI SAREBBE POTUTO VERIFICARE UN INCIDENTE GRAVE CORRELATO AL DISPOSITIVO, SI PREGA DI SEGNALARLO DIRETTAMENTE AL FABBRICANTE O, TRAMITE IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO, ALL'AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE LOCALE.

DESTINAZIONE D'USO

DILUENT 90 è destinato alla diluizione di materiali di controllo disponibili in commercio da utilizzare con il dispositivo HA-8190V, utilizzato per la determinazione quantitativa di HbA1c. DILUENT 90 viene utilizzato anche per la diluizione di campioni di sangue intero. Da utilizzarsi esclusivamente per la diagnostica *in vitro* e solo in ambiente professionale.

AVVERTENZE

- Se i prodotti DILUENT 90 dovessero venire a contatto con gli occhi o con la bocca, lavare immediatamente con abbondante acqua corrente e consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle, lavare con abbondante acqua corrente.
- Smaltire i liquidi di scarico contenenti campioni di sangue secondo quanto previsto dalla normativa locale in materia di rifiuti sanitari pericolosi.

PRECAUZIONI

- Da utilizzarsi esclusivamente per la diagnostica *in vitro*.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo con i dispositivi HA-8190V. NON utilizzare con altri strumenti. Consultare il manuale operativo dello strumento.
- NON utilizzare il set dopo la data di scadenza indicata.
- La data di scadenza è indicata sia sulla confezione sia sull'etichetta del flacone.
- Dopo l'apertura, conservare il flacone a una temperatura compresa fra 2 °C e 8 °C per prevenire l'esposizione ai germi patogeni.
- Prima dell'uso, leggere attentamente il foglietto illustrativo fornito con le soluzioni di controllo comunemente disponibili in commercio.
- Evitare di mescolare i reagenti dopo l'apertura del flacone.
- NON utilizzare la soluzione di controllo preparata qualora risulti torbida o contenga corpi estranei.
- Conservare il campione di sangue intero e la soluzione di controllo diluiti a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C e utilizzarli entro 8 ore. L'utilizzo oltre le 8 ore può produrre risultati di analisi imprecisi.

PROCEDURA

Campioni di sangue intero (preparazione dei campioni emolisi)

- Aggiungere ai campioni di sangue intero un volume adeguato di DILUENT 90.
- La concentrazione di emoglobina analizzabile per un campione emolisi diluito corrispondente per il dispositivo HA-8190V è 75 - 225 mg/dL (standard 150 mg/dL).
- Se la concentrazione non ricade nell'intervallo indicato è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore o che la riproducibilità dell'analisi risulti compromessa.
- In tal caso, prima di eseguire nuovamente l'analisi modificare il rapporto di diluizione in modo da regolare opportunamente la concentrazione. (Il dispositivo HA-8190V impiega sangue intero diluito 101 volte.)

CONSERVAZIONE

Confezioni chiuse: conservare al buio, a una temperatura compresa fra 2 °C e 30 °C, lontano dalla luce diretta del sole.

Confezioni aperte: conservare con il tappo ben chiuso, a una temperatura compresa fra 2 °C e 8 °C.

MATERIALI IN DOTAZIONE

DILUENT 90: 1 flacone da 250 mL, tampone fosfato contenente tensioattivi.

Materiali del flacone:

flacone in polietilene (PE) con tappo interno in PE e tappo esterno in polipropilene (PP).



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contatto per l'assistenza tecnica
[TEL: +31-20-545-24-50]

