

DILUENT 90

MANTENHA ESTE FOLHETO SEMPRE À MÃO E LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR. SE SOFREU OU ESTEVE PERTO DE SOFRER UM INCIDENTE GRAVE RELACIONADO COM O DISPOSITIVO, COMUNIQUE A SITUAÇÃO DIRETAMENTE AO FABRICANTE OU AO REPRESENTANTE AUTORIZADO E À AUTORIDADE REGULADORA LOCAL.

FINALIDADE PREVISTA

O DILUENT 90 destina-se à diluição de materiais de controlo comercialmente disponíveis para uso com HA-8190V, que é destinada à medição quantitativa de HbA1c. O DILUENT 90 também se destina à diluição de amostras de sangue completo. Apenas para uso no diagnóstico *in vitro* e uso profissional.

ADVERTÊNCIAS

- Se o DILUENT 90 entrar em contacto com os olhos ou a boca, lave de imediato com água abundante e consulte um médico.
- Se entrar em contacto com a pele, lave com água abundante.
- Elimine os resíduos líquidos que contenham amostras de sangue segundo as normas locais sobre resíduos biologicamente perigosos.

PRECAUÇÕES

- Apenas para uso no diagnóstico *in vitro*.
- Este produto destina-se apenas à HA-8190V. NÃO tente utilizá-lo com outros instrumentos. Consulte o manual de instruções do instrumento.
- NÃO utilize este conjunto para além do prazo de validade.
- O prazo de validade está indicado tanto na caixa como no rótulo do frasco.
- Depois de aberto, armazene o frasco a uma temperatura entre 2°C e 8°C para evitar contaminação por micróbios patogénicos.
- Antes de usar, leia cuidadosamente o folheto que acompanha os controlos disponíveis no mercado.
- Evite misturar os reagentes depois de abrir o frasco.
- NÃO utilize o controlo preparado se o mesmo apresentar turvação ou a presença de algum corpo estranho.
- Armazene a amostra de sangue total e controlos já diluídos a uma temperatura entre 2°C e 8°C, e utilize no espaço de 8 horas. A utilização após as 8 horas pode dar origem a medições imprecisas.

PROCEDIMENTO

Amostras de sangue total (Preparar a hemólise de amostras)

- Adicione um volume adequado de DILUENT 90 às amostras de sangue total.
- A concentração de hemoglobina numa amostra já diluída com hemolisante da HA-8190V é de 75 – 225 mg/dL (standard ou padrão 150 mg/dL).
- Se a concentração não estiver dentro deste intervalo, pode ser apresentada uma mensagem de erro ou a reprodutibilidade pode ser má.
- Caso tal aconteça, altere a relação de diluição, de modo a ajustar a concentração antes de efetuar nova medição. (O HA-8190V utiliza sangue total diluído 101 vezes.)

ARMAZENAMENTO

Por abrir: Armazene num local escuro a uma temperatura entre 2°C e 30°C, evitando a luz direta do sol.

Aberto: Armazene bem tapado a uma temperatura entre 2°C e 8°C.

MATERIAIS FORNECIDOS

DILUENT 90: 250 mL x 1 frasco, tampão de fosfato com surfactante.

Materiais do frasco:

Frasco de polietileno (PE) com tampa interior de PE e tampa exterior de polipropileno (PP).



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contacto para assistência técnica
[TEL: +31-20-545-24-50]

