

AUTION EYE Sheath Solution

Aqra sew dan il-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Jekk kellek jew seta' kellek xi incident serju relatat mal-apparat, jekk jogħġbok irrappurtah direttament lill-manifattur jew permezz tar-rappreżentant awtorizzat u lill-awtorità regolatorja lokali tiegħek.

Għan Maħsub

AUTION EYE Sheath Solution hija soluzzjoni ta' għant biex tintuża ma' AI-4510, li hija maħsuba għall-kejl kwantitattiv u semikwantitattiv ta' diversi markaturi fiżjoloġiċi fl-awrina. Għall-użu dijanjostiku *in vitro* u għall-użu professjonali biss.

Metodoloġija

AUTION EYE Sheath Solution hija soluzzjoni għar-regolamentazzjoni tal-indiċi rifrattiv u tal-livell tal-pH.

Kompożizzjoni

AUTION EYE Sheath Solution
Buffer u preżervant

Twissijiet u Prekawzjonijiet

- Qatt m'għandek tużaha fuq ġisem ta' bniedem.
 - Il-prestazzjoni ma tistax tiġi ggarantita jekk tintuża għal skopijiet jew f'metodi oħra għajr dawk speċifikati f'dan il-fuljett ta' tagħrif.
 - Aqra sew il-manwal operattiv tal-AI-4510 tal-istrument iddedikat qabel l-użu.
- <Prekawzjonijiet tal-Immaniġġjar>**
- Għall-użu professjonali biss.
 - Dejjem ilbes tagħmir protettiv personali meta tkun qed tagħmel xogħol fuq AUTION EYE Sheath Solution jew tkun qed taħdem biha. Evita li r-reagent jiġi f'kuntatt dirett mal-ġisem. Dan jista' jikkawża irritazzjoni tal-ghajnejn, tal-ġilda u tal-membrani mukużi.
 - Ogħhod attent li ma ttajjarx is-soluzzjoni meta tiftahha.
 - Jekk bi żball tiġi f'kuntatt mar-reagent, lahlah il-ġilda minnufih b'ħafna ilma.
 - Jekk is-soluzzjoni tidhol fl-ghajn, lahlah mill-ewwel b'ħafna ilma. Ikkonsulta tabib mingħajr dewmien.
 - Jekk tinbela', fittex parir mediku minnufih.
- <Prekawzjonijiet għall-Użu>**
- Tużax AUTION EYE Sheath Solution wara li tkun għaddiet id-data ta' skadenza.
 - L-evaporazzjoni tal-umdiċa tista' żżid il-konċentrazzjoni tar-reagent. Issiġilla sew l-ghatu għall-ħżin. Ħżin mhux kif suppost jista' jiddeterjora l-prestazzjoni speċifika.
 - Ogħhod attent li ma jidhlux mikrobi jew trab wara l-ftuħ.
 - Uża r-reagent fil-kontenitur. Thallatx is-soluzzjoni mar-reagent minn kontenitur ieħor anke jekk ikollhom l-istess numru tal-lott.

Proċedura

- Irreferi għall-manwal operattiv tal-AI-4510 għall-istruzzjonijiet għall-analiżi tal-awrina permezz ta' AUTION EYE Sheath Solution.
- Armi l-kontenitur wara li tuża r-reagent. Tergax tuża l-kontenitur.

Ħżin u Stabbiltà

- Ħżin
M'għandekx tesponi għad-dawl tax-xemx dirett. Ahzen il-prodott fil-kaxxa f'temperaturi ta' bejn 2 u 35°C. (Tagħmlux fil-frیża.)
- Data ta' skadenza
Id-data ta' skadenza hija stampata fuq it-tikketta tal-kaxxa.
- Perjodu ta' validità wara l-ftuħ
Uża r-reagent fi żmien 30 jum mill-ftuħ.

Karatteristiċi tal-prestazzjoni u limitazzjonijiet tal-metodu

- AUTION EYE Sheath Solution hija maħsuba biss biex tintuża ma' strument u reagenti speċifiċi. Tużax ma' sistemi oħra.
- Tużax għal skopijiet għajr l-analiżi tal-kampjuni f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tal-AI-4510.

Proċedura tar-Rimi

AUTION EYE Sheath Solution ma fiha l-ebda sustanza ta' periklu bijoloġiku. Armi l-kontenitur f'konformità mar-regolamenti lokali applikabbli.

Informazzjoni dwar il-Prodott

Materjali pprovduti

AUTION EYE Sheath Solution
10 L / kaxxa

Materjali meħtieġa iżda mhux ipprovduti

Irreferi għall-manwal operattiv ta' AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kuntatt għall-assistenza teknika
[TEL: +31-20-545-24-50]