

# Cuvette (heparin)

Pred uporabo instrumenta preberite uporabniški priročnik. Če je prišlo ali bi lahko prišlo do resnega zapleta, povezanega s pripomočkom, o tem obvestite neposredno izdelovalca ali pooblaščenega zastopnika in lokalni regulativni organ.

## Namen uporabe

Cuvette (heparin) je namenski vsebnik za vzorce polne krvi za uporabo s SPOTCHEM D-Concept (SD-4810, SD-4820), SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), SpotChem D-Concept 2e (SD-4840) in SpotChem EL 2 (SE-1530), ki so namenjeni kvantitativni meritvi več fizioloških označevalcev. Samo za *in vitro* diagnostično in profesionalno uporabo.

## Opozorila in previdnostni ukrepi

- Samo za *in vitro* za diagnostično uporabo.
- Bodite posebej previdni pri ravnanju s kliničnimi vzorci in analitičnimi orodji. Biološko nevarne odpadke ustrezno zavržite. Za podrobna navodila glejte uporabniški priročnik instrumenta.
- Ne uporabljajte ponovno.

## Opis izdelka

Ta epruveta za vzorec vsebuje heparin kot antikoagulant in se uporablja s polno krvjo ter za ločevanje plazme.

## Navodila

1. V epruveto za vzorec nalijte 530 µL sveže odvzete polne krvi.
2. Trdno zaprite pokrovček in nežno obrnite 5 do 6-krat, da premešate.
3. Pri meritvi vzorcev polne krvi (elektroliti):  
Odstranite pokrovček in takoj izmerite.
4. Pri meritvi vzorcev plazme (biokemija):  
Po centrifugiranju odstranite pokrovček in takoj izmerite.



## Previdnostni ukrepi

1. Pred ravnanjem z vzorci nosite ustrezno zaščitno opremo, kot so zaščitne rokavice za enkratno uporabo.
2. Nežno odprite pokrovček, pri tem pazite, da ne razpršite kristalov, ki prekrivajo notranjo površino epruvete za vzorec. To je litijev heparin, ki se uporablja kot antikoagulant.
3. Ne uporabljajte epruvet za vzorec, ki niso zaprte s pokrovčkom. Ne uporabljajte epruvete za vzorec, če je zeleni pokrovček ali kiveta poškodovana.
4. Shranite na temnem mestu, izogibajte se vlagi in neposredni sončni svetlobi.
5. Epruveta za vzorec ni sterilizirana.
6. Epruveta za vzorec ni namenjena shranjevanju vzorcev.
7. Ne uporabljajte te epruvete za vzorec za meritve polne krvi, zbrane v epruvetah za vzorec, ki vsebujejo antikoagulant.
8. Pri meritvi elektrolitov (Na, K, Cl), ne centrifugirajte; merite s polno krvjo. Meritev centrifugirane plazme lahko povzroči nizke vrednosti za K in Na ter visoke vrednosti za Cl.

## Shranjevanje in stabilnost

Shranjujte pri 2-30 °C (36-86 °F)

Epruvete za vzorec se lahko uporabljajo do datuma izteka roka uporabnosti, navedenega na embalaži.

## Priloženi materiali

Naslednji predmeti so priloženi v naslednjih količinah.

- Cuvette (heparin): 500 kosov  
500 kiveta  
500 zelen pokrovček
- Cuvette (heparin): 100 kosov  
100 kiveta  
100 zelen pokrovček

## Potrební materiali, ki niso priloženi

Meritev zahteva tudi druge potrošne materiale. Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik instrumenta.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

[https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact\\_eng](https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng)



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Če potrebujete tehnično pomoč, se obrnite na

ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

