

# Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ)

Leggere il manuale operativo dello strumento prima dell'uso. Qualora si fosse verificato o si sarebbe potuto verificare un incidente grave correlato al dispositivo, si prega di segnalarlo direttamente al fabbricante o, tramite il rappresentante autorizzato, all'autorità di regolamentazione locale.

## Destinazione d'uso

La Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ) è un contenitore per la centrifugazione di campioni di sangue intero per l'uso con il sistema SPOTCHEM EZ (SP-4430), destinato alla determinazione quantitativa di diversi marcatori fisiologici. Destinato esclusivamente all'uso diagnostico *in vitro* e professionale.

## Avvertenze e precauzioni

- Destinato solo alla diagnostica *in vitro*.
- Prestare la massima attenzione durante la manipolazione di campioni clinici e strumenti analitici. Smaltire correttamente i rifiuti a rischio biologico. Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale operativo dello strumento.
- Non riutilizzare.

## Descrizione prodotto

Questa provetta contiene eparina come anticoagulante ed è utilizzata per separare il plasma dal sangue intero.

## Istruzioni

1. Versare 250 µL di sangue intero appena prelevato nella provetta.
2. Richiudere bene e capovolgere delicatamente 5 o 6 volte per mescolare.
3. Rimuovere il tappo e collocare immediatamente la provetta del campione nella centrifuga interna dello strumento per la misurazione.



## Precauzioni

1. Prima di maneggiare i campioni, indossare dispositivi di protezione appropriati, ad es., guanti monouso.
2. Aprire delicatamente il tappo, prestando attenzione a non disperdere i cristalli che rivestono la superficie interna della provetta. Sono di litio eparina, usata come anticoagulante.
3. Non usare provette che non siano tappate. Non utilizzare la provetta se il tappo o la provetta per centrifuga sono danneggiati.
4. Conservare in un luogo buio al riparo dall'umidità e dalla luce diretta del sole.
5. La provetta non è sterilizzata.
6. La provetta non è destinata alla conservazione dei campioni.
7. Non utilizzare questa provetta per analizzare il sangue intero prelevato in provette contenenti anticoagulante diverso da eparina.

## Conservazione e stabilità

Conservare a 2 - 30 °C (36 - 86 °F)

Le provette possono essere utilizzate fino alla data di scadenza indicata sulla confezione.

## Materiali forniti

I seguenti articoli sono forniti nelle seguenti quantità.

- Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ): 100 pz  
100 provette per centrifuga  
100 tappi

## Materiali necessari ma non forniti

L'analisi richiede anche altri materiali. Per maggiori dettagli, vedere il manuale operativo dello strumento.



ARKRAY Factory, Inc.  
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi  
Shiga 520-3306, JAPAN  
[https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact\\_eng](https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng)



ARKRAY Europe, B.V.  
Prof. J.H. Bavincklaan 2  
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS  
Se si necessita di assistenza tecnica,  
contattare ARKRAY Europe, B.V.  
TEL:+31-20-545-24-50  
FAX:+31-20-545-24-59

