

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ)

Przed użyciem produktu należy przeczytać instrukcję użytkowania analizatora. W przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia poważnego incydentu związanego z urządzeniem należy zgłosić to producentowi bezpośrednio lub poprzez autoryzowanego przedstawiciela oraz lokalnemu organowi regulacyjnemu.

Przewidziane zastosowanie

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ) to specjalny pojemnik na próbkę krwi pełnej przeznaczony do użytku z analizatorem SPOTCHEM EZ (SP-4430) w celu ilościowego pomiaru wielu markerów fizjologicznych. Wyłącznie do diagnostyki *in vitro* i do użytku profesjonalnego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Wyłącznie do diagnostyki *in vitro*.
- Podczas pracy z próbkami klinicznymi i narzędziami analitycznymi należy zachować szczególną ostrożność. Należy w odpowiedni sposób usuwać odpady stwarzające zagrożenie biologiczne. Szczegółowe instrukcje zawiera instrukcja użytkowania analizatora.
- Nie używać ponownie.

Opis produktu

Ta próbka zawiera antykoagulant w postaci heparyny i jest wykorzystywana do oddzielania osocza od krwi pełnej.

Wskazówki dotyczące użycia

1. Przebrać 250 µl świeżo pobranej krwi pełnej do próbki na próbkę.
2. Dobrze zamknąć próbkę zatyczką i delikatnie odwrócić próbkę od 5 do 6 razy w celu wymieszania jej zawartości.
3. Zdjąć zatyczkę i bezzwłocznie umieścić próbkę z próbką w wewnętrznej wirówce analizatora w celu wykonania pomiaru.



Przestrogi

1. Przed rozpoczęciem pracy z próbkami należy założyć odpowiednie środki ochrony osobistej np. jednorazowe rękawiczki.
2. Należy delikatnie zdejmować zatyczkę, uważając, aby nie rozsypać kryształków pokrywających wewnętrzną powierzchnię próbki na próbkę. Są to kryształki heparyny litowej wykorzystywane jako antykoagulant.
3. Nie wolno używać próbek na próbki, które nie mają założonych zatyczek. Nie wolno używać próbki na próbkę w przypadku uszkodzeń zatyczki lub próbki wirówkowej.
4. Przechowywać w ciemnym miejscu; chronić przed wilgocią i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
5. Probówka na próbkę nie jest sterylna.
6. Probówka na próbkę nie jest przeznaczona do przechowywania próbek.
7. Nie wolno używać tej próbki na próbkę do pomiaru krwi pełnej zebranej do próbki zawierającej antykoagulanty inne niż heparyna.

Przechowywanie i stabilność

Przechowywać w temperaturze 2-30°C (36-86°F)
Próbek na próbki można używać do daty ważności wskazanej na opakowaniu.

Dostarczane materiały

Wymienione poniżej elementy są dostarczane we wskazanych ilościach.

- Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ): 100 szt.
100 próbek wirówkowych
100 zatyczek

Materiały wymagane, ale niedostarczane

Do wykonania pomiaru wymagane są również inne materiały eksploatacyjne. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja użytkowania analizatora.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Jeśli chcesz uzyskać pomoc techniczną,
skontaktuj się z ARKRAY Europe B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

