

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ)

Pred uporabo preberite uporabniški priročnik za instrument. Če je prišlo ali bi lahko prišlo do resnega zapleta, povezanega s pripomočkom, o tem obvestite neposredno izdelovalca ali pooblaščenega zastopnika in lokalni regulativni organ.

Predvideni namen

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ) je namenski vsebnik za vzorčenje polne krvi za uporabo skupaj z analizatorjem SPOTCHEM EZ (SP-4430), namenjenim kvantitativnemu merjenju več fizioloških označevalcev. Samo za diagnostično uporabo *in vitro* in profesionalno uporabo.

Opozorila in previdnostni ukrepi

- Samo za diagnostično uporabo *in vitro*.
- Pri delu s kliničnimi vzorci in analitičnimi orodji bodite posebno previdni. Biološke nevarne odpadke pravilno odstranite. Za podrobna navodila glejte uporabniški priročnik za instrument.
- Ni za ponovno uporabo.

Opis izdelka

V tej epruveti je heparin kot antikoagulant, uporablja pa se za ločevanje plazme od polne krvi.

Navodila

1. V epruveto nalijte 250 µl pravkar odvzete polne krvi.
2. Trdno zaprete s pokrovčkom in od 5- do 6-krat nežno obrnite, da premešate vsebino.
3. Odstranite pokrovček in takoj postavite epruveto v notranjo centrifugo instrumenta za merjenje.



Svarila

1. Pred delom z vzorci nosite ustrezno zaščitno opremo, kot so rokavice za enkratno uporabo.
2. Nežno odprite pokrovček, pri čemer pazite, da ne boste raztresli kristalov, ki prekrivajo notranjo površino epruvete. To je litijev heparin, ki se uporablja kot antikoagulant.
3. Ne uporabljajte epruvet, ki niso zaprte s pokrovčkom. Epruvete ne uporabljajte, če je pokrovček poškodovan ali če je poškodovana epruveta za centrifugiranje.
4. Shranjujte v temnem prostoru brez vlage in neposredne sončne svetlobe.
5. Epruveta ni sterilizirana.
6. Epruveta ni namenjena shranjevanju vzorcev.
7. Te epruvete ne uporabljajte za merjenje polne krvi, zbrane v epruvetah, ki ne vsebujejo heparina, ampak druge antikoagulate.

Shranjevanje in stabilnost

Shranjujte pri 2-30°C (36-86°F)

Epruvete lahko uporabljate do roka uporabnosti, ki je naveden na embalaži.

Priloženi materiali

Priloženi so naslednji artikli v navedenih količinah.

- Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ): 100 kosov
100 epruvet za centrifugiranje
100 pokrovčkov

Potrebni materiali, ki niso priloženi

Pri merjenju je potreben tudi drug potrošni material. Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik za instrument.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Če potrebujete tehnično pomoč, se obrnite na

ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

