

AUTION EYE Sheath Solution

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.
W przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia poważnego incydentu związanego z urządzeniem należy zgłosić to bezpośrednio wytwórcy lub autoryzowanemu przedstawicielowi i lokalnemu organowi regulacyjnemu.

Przeznaczenie

AUTION EYE Sheath Solution jest roztworem osłonowym przeznaczonym do użytku z AI-4510, który służy do ilościowego i półilościowego oznaczania kilku fizjologicznych markerów w moczu. Wyłącznie do diagnozy *in vitro* i użytku profesjonalnego.

Metodyka

AUTION EYE Sheath Solution jest roztworem regulującym współczynnik załamania światła i poziom pH.

Skład

AUTION EYE Sheath Solution
Bufor i środek konserwujący

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Nigdy nie stosować do ludzkiego ciała.
2. W przypadku stosowania do innych celów lub przy użyciu innych metod niż podane w ulotce dołączonej do opakowania, nie ma gwarancji zachowania parametrów produktu.
3. Przed użyciem należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi dedykowanego urządzenia AI-4510.

<Środki ostrożności>

1. Tylko do użytku profesjonalnego.
2. Wykonując prace z roztworem AUTION EYE Sheath Solution, zawsze należy stosować środki ochrony osobistej. Unikać bezpośredniego kontaktu odczynnika z ciałem. Może powodować podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych.
3. Przy otwieraniu opakowania należy uważać, aby nie doszło do rozchlapania zawartości.
4. W razie przypadkowego kontaktu z odczynnikiem niezwłocznie spłukać skórę dużą ilością wody.
5. Jeśli roztwór dostanie się do oka, należy niezwłocznie przepłukać je dużą ilością wody. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
6. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

<Środki ostrożności przy stosowaniu>

1. Nie używać roztworu AUTION EYE Sheath Solution po upływie terminu ważności.
2. Odparowanie wilgoci może spowodować zwiększenie stężenia odczynnika. Na czas przechowywania szczelnie zamknąć. Nieprawidłowy sposób przechowywania może pogorszyć parametry produktu.
3. Po otwarciu opakowania nie dopuścić do przedostawania się do jego wnętrza mikroorganizmów lub pyłu.
4. Zużyć do końca odczynnik znajdujący się w pojemniku. Nie mieszać roztworu z odczynnikiem z innego pojemnika, nawet jeśli numer partii obu roztworów jest taki sam.

Procedura

1. W celu uzyskania instrukcji dotyczących analizy moczu z użyciem roztworu AUTION EYE Sheath Solution należy zapoznać się z Instrukcją obsługi AI-4510.
2. Po zużyciu roztworu należy wyrzucić pojemnik. Nie używać pojemnika powtórnie.

Przechowywanie i stabilność

1. Przechowywanie
Chronić przed promieniowaniem słonecznym. Przechowywać produkt w pudełku, w temperaturze 2-35°C. (Nie zamrażać).
2. Data ważności
Datę ważności wydrukowano na etykiecie pudełka.
3. Okres ważności po otwarciu opakowania
Odczynnik należy zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia pojemnika.

Charakterystyka parametrów i ograniczenia metody

1. AUTION EYE Sheath Solution jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z określonymi urządzeniami i odczynnikami. Nie używać z innymi systemami.
2. Nie należy używać do celów innych niż analiza próbek zgodnie ze specyfikacją AI-4510.

Procedura utylizacji

Roztwór AUTION EYE Sheath Solution nie zawiera żadnych substancji powodujących zagrożenie biologiczne. Wyrzucać pojemnik zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Informacje o produkcie

Dostarczone materiały

AUTION EYE Sheath Solution
10 l / pudełko

Materiały wymagane, ale niedostarczone

Zapoznać się z instrukcją obsługi AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakt w celu uzyskania pomocy technicznej
[TEL: +31-20-545-24-50]