

AUTION EYE Sheath Solution

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.
W przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia poważnego incydentu związanego z urządzeniem należy zgłosić to producentowi bezpośrednio lub poprzez autoryzowanego przedstawiciela oraz lokalnemu organowi regulacyjnemu.

Przeznaczenie

AUTION EYE Sheath Solution jest roztworem osłonowym przeznaczonym do użytku z AI-4510, który służy do ilościowego i półilościowego oznaczania kilku fizjologicznych markerów w moczu. Wyłącznie do diagnozy *in vitro* i użytku profesjonalnego.

Metodyka

AUTION EYE Sheath Solution jest roztworem regulującym współczynnik załamania światła i poziom pH.

Skład

AUTION EYE Sheath Solution
Bufor i środek konserwujący

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nigdy nie stosować do ludzkiego ciała.
- W przypadku stosowania do innych celów lub przy użyciu innych metod niż podane w ulotce dołączonej do opakowania, nie ma gwarancji zachowania parametrów produktu.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi dedykowanego urządzenia AI-4510.

<Środki ostrożności>

- Tylko do użytku profesjonalnego.
- Wykonując prace z roztworem AUTION EYE Sheath Solution, zawsze należy stosować środki ochrony osobistej. Unikać bezpośredniego kontaktu odczynnika z ciałem. Może powodować podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych.
- Przy otwieraniu opakowania należy uważać, aby nie doszło do rozchlapania zawartości.
- W razie przypadkowego kontaktu z odczynnikiem niezwłocznie spłukać skórę dużą ilością wody.
- Jeśli roztwór dostanie się do oka, należy niezwłocznie przepłukać je dużą ilością wody. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

<Środki ostrożności przy stosowaniu>

- Nie używać roztworu AUTION EYE Sheath Solution po upływie terminu ważności.
- Odparowanie wilgoci może spowodować zwiększenie stężenia odczynnika. Na czas przechowywania szczelnie zamknąć. Nieprawidłowy sposób przechowywania może pogorszyć parametry produktu.
- Po otwarciu opakowania nie dopuścić do przedostawania się do jego wnętrza mikroorganizmów lub pyłu.
- Zużyć do końca odczynnik znajdujący się w pojemniku. Nie mieszać roztworu z odczynnikami z innego pojemnika, nawet jeśli numer partii obu roztworów jest taki sam.

Procedura

- W celu uzyskania instrukcji dotyczących analizy moczu z użyciem roztworu AUTION EYE Sheath Solution należy zapoznać się z Instrukcją obsługi AI-4510.
- Po zużyciu roztworu należy wyrzucić pojemnik. Nie używać pojemnika powtórnie.

Przechowywanie i stabilność

- Przechowywanie
Chronić przed promieniowaniem słonecznym. Przechowywać produkt w pudełku, w temperaturze 2-35°C. (Nie zamrażać).
- Data ważności
Datę ważności wydrukowano na etykiecie pudełka.
- Okres ważności po otwarciu opakowania
Odczynnik należy zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia pojemnika.

Charakterystyka parametrów i ograniczenia metody

- AUTION EYE Sheath Solution jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z określonymi urządzeniami i odczynnikami. Nie używać z innymi systemami.
- Nie należy używać do celów innych niż analiza próbek zgodnie ze specyfikacją AI-4510.

Procedura utylizacji

Roztwór AUTION EYE Sheath Solution nie zawiera żadnych substancji powodujących zagrożenie biologiczne. Wyrzucać pojemnik zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Informacje o produkcie

Dostarczone materiały

AUTION EYE Sheath Solution
10 l / pudełko

Materiały wymagane, ale niedostarczone

Zapoznać się z instrukcją obsługi AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakt w celu uzyskania pomocy technicznej
[TEL: +31-20-545-24-50]

