

Concentrated Washing Solution 3

Leia cuidadosamente o folheto informativo antes de utilizar. Mantenha-o à mão para futuras referências.
Informe diretamente o fabricante ou através do representante autorizado e a sua autoridade reguladora local sobre qualquer incidente grave que tenha tido, ou possa ter tido, relacionado com o dispositivo.

Utilização prevista

Concentrated Washing Solution 3 é uma solução de lavagem para utilização com AX-4060 ou AI-4510, que se destina à análise qualitativa, semi-quantitativa e/ou quantitativa de vários marcadores fisiológicos na urina.
Apenas para uso em diagnóstico *in vitro* e uso profissional.

Composição

Fosfato trissódico, 0,2% (N.º CAS 7601-54-9)
Polioxietileno alquil(12-14)éteres, 1% (N.º CAS 84133-50-6)

Utilização

Dilua a solução concentrada com água desionizada numa proporção de 1:9 para utilização (1 parte de solução concentrada diluída para 9 partes de água desionizada).
Leia cuidadosamente o manual de funcionamento do analisador antes de utilizar.

Cuidado

1. Após a diluição, podem desenvolver-se fungos e/ou bactérias na solução. Utilize a solução de lavagem diluída no prazo de 15 dias após a diluição.
2. Utilize a solução de lavagem dentro da data de validade. Se a conservação não for adequada, a eficácia não será suficiente mesmo que se encontre dentro da data de validade.
3. Evite conservar sob luz solar direta.
4. Em caso de contacto com os olhos, lave de imediato e abundantemente com água corrente. Se necessário, consulte um médico.
5. Este produto é uma solução de lavagem alcalina. NÃO beba. Antes de começar a utilizar, use luvas de proteção por motivos de segurança.

Eliminação de Resíduos de Risco Biológico

Os resíduos líquidos devem ser eliminados em conformidade com os regulamentos relativos aos resíduos de risco biológico.

Conservação e Estabilidade

1. Conservação
Conservar à temperatura ambiente (1 - 30°C).
2. Data de validade
Impressa no rótulo do frasco e no recipiente externo.

Materiais Fornecidos

Concentrated Washing Solution 3 1 L × 5 frascos

Materiais Necessários mas Não Fornecidos

Tubo de amostra (quando utilizado com AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contacto para assistência técnica
[TEL: +31-20-545-24-50]

