

Concentrated Washing Solution 3

Lea atentamente la información incluida en este prospecto antes de utilizar el producto.
Téngala a mano como referencia si la necesita.
Si ha tenido o pudiera haber tenido algún incidente grave relacionado con el dispositivo, informe directamente al fabricante o al representante autorizado y a su autoridad reguladora local.

Uso previsto

Concentrated Washing Solution 3 es una solución de lavado para su uso con AX-4060 o AI-4510, que se emplean para la medición cualitativa, semicuantitativa o cuantitativa de varios marcadores fisiológicos en la orina.
Solo para uso diagnóstico *in vitro* y uso profesional.

Composición

Fosfato tribásico de sodio, 0,2% (núm. CAS 7601-54-9)
Éteres alquílicos(12-14) de polioxietileno, 1 % (núm. CAS 84133-50-6)

Uso

Diluya la solución concentrada con agua desionizada a una proporción de 1:9 para su uso (1 parte de solución concentrada diluida con 9 partes de agua desionizada).
Lea atentamente el manual de funcionamiento del analizador antes de utilizar el producto.

Precaución

1. Tras la dilución pueden crecer hongos y/o bacterias en la solución. Utilice la solución de lavado diluida en un plazo de 15 días a partir de la dilución.
2. Utilice la solución de lavado antes de la fecha de caducidad. Si el almacenamiento no es adecuado, el rendimiento puede resultar insuficiente aunque se use antes de la fecha de caducidad.
3. Evite la luz solar directa en el almacenamiento.
4. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y a fondo con agua del grifo. Consulte a un médico si es necesario.
5. Este producto es una solución de lavado alcalina. NO beber. Use guantes de protección por seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos con peligro biológico

Elimine los desechos líquidos de acuerdo con la normativa aplicable sobre residuos que constituyen un peligro biológico.

Almacenamiento y estabilidad

1. Almacenamiento
Guarde el aparato a temperatura ambiente (1 - 30 °C).
2. Fecha de caducidad
Impresa en la etiqueta del envase y en el envase exterior.

Material proporcionado

Concentrated Washing Solution 3 1 l × 5 envases

Material necesario pero no proporcionado

Tubo para muestra (cuando se use con AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contacto de asistencia técnica
[TEL: +31-20-545-24-50]

