

Concentrated Washing Solution 3

Прочетете внимателно тази листовка преди употреба. Дръжте я под ръка за справка, ако е необходимо.
Ако сте имали или е възможно да сте имали сериозен инцидент, свързан с изделието, моля, докладвайте го директно на производителя или чрез упълномощен представител, както и на вашия местен регулаторен орган.

Предназначение

Concentrated Washing Solution 3 е разтвор за измиване за използване с AX-4060 или AI-4510, които са предназначени за качествено, полуколичествено и/или количествено измерване на няколко физиологични маркера в урината.

Само за *in vitro* диагностична и професионална употреба.

Състав

Триосновен натриев фосфат, 0,2% (CAS № 7601-54-9)
Полиоксетилен алкил(12-14)етери, 1% (CAS № 84133-50-6)

Употреба

Разредете концентрирания разтвор с дейонизирана вода в съотношение 1:9 за употреба (1 част концентриран разтвор се разрежда с 9 части дейонизирана вода).
Прочетете внимателно ръководството за експлоатация на анализатора преди употреба.

Внимание

- След разреждане в разтвора могат да се развият гъбички и/или бактерии. Моля, използвайте разредения разтвор за измиване в рамките на 15 дни след разреждането.
- Използвайте разтвора за измиване в рамките на срока на годност. Ако съхранението не е подходящо, не се поддържа достатъчно добра ефективност, въпреки че е в рамките на срока на годност.
- При съхранение избягвайте излагане на пряка слънчева светлина.
- В случай на контакт с очите незабавно и обилно измийте с чешмяна вода. Посетете лекар, ако е необходимо.
- Този продукт е алкален разтвор за измиване. НЕ го пийте. Носете защитни ръкавици за безопасност преди употреба.

Изхвърляне на биологично опасни отпадъци

Изхвърляйте течните отпадъци в съответствие с вашите разпоредби за биологично опасни отпадъци.

Съхранение и стабилност

- Съхранение
Да се съхранява при стайна температура (1°C – 30°C).
- Срок на годност
Отпечатан е върху етикета на бутилката и външния контейнер.

Предоставени материали

Concentrated Washing Solution 3 1 литър × 5 бутилки

Необходими, но непредоставени материали

Епруветка за проба (когато се използва с AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Свържете се за техническо съдействие
[TEL: +31-20-545-24-50]

