

Concentrated Washing Solution 3

A használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a csomagolásban található betétlapot. Tartsa elérhető helyen, ha szüksége lenne rá.
Ha bármilyen, az eszközzel kapcsolatos súlyos incidens történt vagy történhetett, jelentse azt közvetlenül a gyártónak vagy a hivatalos forgalmazónak, vagy a helyi felügyeleti hatóságnak.

Rendeltetés

Concentrated Washing Solution 3 egy mosóoldat az AX-4060 vagy AI-4510 eszközökhöz, amelyek különböző fiziológiai markerek minőségi, félkvantitatív és/vagy kvantitatív mérésére szolgálnak vizeletben.
In vitro diagnosztikai használatra, és csak professzionális használatra.

Összetétel

Nátrium-foszfát-tribázikus, 0,2% (CAS-szám: 7601-54-9)
Polioxietilén alkil-(12-14)éterek, 1% (CAS-szám: 84133-50-6)

Használat

Hígítsa fel a koncentrált oldatot deionizált vízzel 1:9 arányban a használatához (1 rész koncentrált oldat 9 rész deionizált vízben feloldva).
A használat előtt figyelmesen olvassa el az elemző használati útmutatóját.

Vigyázat

- A hígítás után gombák és/vagy baktériumok tenyészhetnek az oldatban. A hígított mosóoldatot a hígítástól számított 15 napon belül használja fel.
- A mosóoldatot a lejáratí időn belül használja fel. Ha a tárolás nem megfelelő, a megelőző teljesítmény a lejáratí időn belül sem biztosítható.
- Kerülje a közvetlen napfénynek való kitettséget a tárolás során.
- Szemmel való érintkezés esetén mossa le azonnal bő csapvízzel. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ez a termék egy alkáli mosóoldat. NE igya meg. A használat előtt vegyen fel védőkesztyűt.

Biológiailag veszélyes hulladék ártalmatlanítása

A folyékony hulladékot a biológiailag veszélyes anyagokra vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.

Tárolás és stabilitás

- Tárolás
Tárolja szobahőmérsékleten (1–30°C).
- Lejárat dátuma
A palackon levő címkére és a külső tárolóra nyomtatva.

Rendelkezésre bocsátott anyagok

Concentrated Washing Solution 3 1 l × 5 palack

Szükséges, de nem biztosított anyagok

Mintacső (az AI-4510 eszközzel való használatához)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Műszaki támogatás elérhetősége
[TEL: +31-20-545-24-50]

