

# Concentrated Washing Solution 3

Pred použitím si pozorne prečítajte tento príbalový leták. V prípade potreby ho majte po ruke na nahládnutie.  
Ak sa u vás vyskytol alebo mohol vyskytnúť akýkoľvek závažný incident súvisiaci s pomôckou, nahláste ho priamo výrobcovi alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu a miestnemu regulačnému orgánu.

## Zamýšľaný účel

Concentrated Washing Solution 3 je premývací roztok na použitie s analyzátormi AX-4060 alebo AI-4510, ktoré sú určené na kvalitatívne, semikvantitatívne a/alebo kvantitatívne meranie viacerých fyziologických markerov v moči.

Len na diagnostické použitie *in vitro* a profesionálne použitie.

## Zloženie

Tribázický fosforečnan sodný, 0,2 % (CAS č. 7601-54-9)

Polyoxyetylén alkyl(12-14)étery, 1 % (CAS č. 84133-50-6)

## Použitie

Koncentrovaný roztok zriedte s deionizovanou vodou v pomere 1:9 (1 diel koncentrovaného roztoku zriedený 9 dielmi deionizovanej vody).

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu analyzátora.

## Upozornenie

- Po zriedení môžu v roztoku rásť huby a/alebo baktérie. Zriedený premývací roztok použite do 15 dní od zriedenia.
- Premývací roztok použite pred uplynutím dátumu expirácie. Pri nevhodnom skladovaní nemusí byť výkon roztoku dostatočný, a to aj v prípade, že ešte neuplynul dátum expirácie.
- Pri skladovaní sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu.
- V prípade kontaktu s očami ich okamžite a dôkladne vypláchnite vodou z vodovodu. V prípade potreby navštívte lekára.
- Tento produkt je alkalický premývací roztok. NEPITE ho. Pre bezpečnosť si pred použitím nasadte ochranné rukavice.

## Likvidácia biologicky nebezpečného odpadu

Tekutý odpad zlikvidujte v súlade s vašimi predpismi týkajúcimi sa biologicky nebezpečného odpadu.

## Skladovanie a stabilita

- Skladovanie  
Skladujte pri izbovej teplote (1 – 30 °C).
- Dátum expirácie  
Vytlačený na štítku fľaše a na vonkajšom obale.

## Obsah balenia

Concentrated Washing Solution 3 1 l × 5 fliaš

## Potrebné materiály, ktoré nie sú súčasťou balenia

Skúmavka na vzorku (pri použití s analyzátorom AI-4510)



### ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi  
Shiga 520-3306, JAPAN  
[https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact\\_eng](https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng)



### ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2  
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS  
Kontakt na technickú podporu  
[TEL: +31-20-545-24-50]

