

Concentrated Washing Solution 3

Pred uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo. Imejte jih pri roki, če jih boste morda potrebovali.
Če ste imeli ali bi lahko imeli kakršen koli resen incident v zvezi z napravo, o tem obvestite proizvajalca neposredno ali prek pooblaščenega zastopnika in lokalni regulatorni organ.

Predvideni namen

Concentrated Washing Solution 3 je raztopina za izpiranje za uporabo z analizatorjema AX-4060 ali AI-4510, ki sta namenjena kvalitativnemu, semikvantitativnemu in/ali kvantitativnemu merjenju različnih fizioloških markerjev v urinu.
Samo za *in vitro* diagnostično in profesionalno uporabo.

Sestava

Tribazni natrijev fosfat, 0,2 % (št. CAS 7601-54-9)

Polioksietilen alkil (12-14) etri, 1 % (št. CAS 84133-50-6)

Uporaba

Za uporabo razredčite koncentrirano raztopino z deionizirano vodo v razmerju 1 : 9 (1 del koncentrirane raztopine razredčite z 9 deli deionizirane vode).

Pred uporabo pozorno preberite priročnik za uporabo analizatorja.

Opozorila

- Po razredčitvi se lahko v raztopini pojavijo glive in/ali bakterije. Razredčeno raztopino za izpiranje uporabite v 15 dneh od razredčitve.
- Raztopino za izpiranje uporabite do roka uporabnosti. V primeru neustreznega skladiščenja se ne ohrani zadostna zmogljivost, tudi če rok uporabnosti še ni potekel.
- Izogibajte se skladiščenju na neposredni sončni svetlobi.
- V primeru stika z očmi takoj in temeljito sperite z vodo iz pipe. Po potrebi obiščite zdravnika.
- Ta izdelek je alkalna raztopina za izpiranje. NE pijte. Za varnost si pred uporabo nadenite zaščitne rokavice.

Odstranjevanje biološko nevarnih odpadkov

Tekoče odpadke zavržite v skladu s predpisi o biološko nevarnih odpadkih.

Skladiščenje in stabilnost

- Skladiščenje
Skladiščite pri sobni temperaturi (1–30 °C).
- Rok uporabnosti
Natisnjen na nalepki plastenke in zunanji embalaži.

Priloženi materiali

Concentrated Washing Solution 3 1 l × 5 plastenk

Materiali, ki so potrebni, vendar niso priloženi

Tulec za vzorec (pri uporabi z analizatorjem AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Obrnite se na tehnično pomoč
[TEL: +31-20-545-24-50]

