

Concentrated Washing Solution 3

Læs denne indlægsseddel omhyggeligt inden brug. Hav den ved hånden at henvise til efter behov.
Hvis der har været eller der kunne have været opstået en alvorlig hændelse i forbindelse med udstyret, bedes det indberettet direkte til fabrikanten eller gennem den autoriserede repræsentant og til de lokale regulatoriske myndigheder.

Tilsigtet formål

Concentrated Washing Solution 3 er en vaskeopløsning til brug sammen med AX-4060 eller AI-4510, der er beregnet til kvalitativ, semikvantitativ og/eller kvantitativ måling af adskillige fysiologiske markører i urin.
Kun til *in vitro*-diagnostisk og professionel brug.

Sammensætning

Natriumfosfat, tribasisk, 0,2 % (CAS-nr. 7601-54-9)
Polyoxyethylenalkyl(12-14)ether, 1 % (CAS-nr. 84133-50-6)

Anvendelse

Fortynd den koncentrerede opløsning med deioniseret vand i et forhold på 1:9 (1 del koncentreret opløsning fortyndet med 9 dele deioniseret vand).
Læs betjeningsvejledningen til analyseinstrumentet nøje inden brug.

Forsigtig

- Efter fortynding kan der vokse svampe og/eller bakterier i opløsningen. Brug den fortyndede vaskeopløsning inden for 15 dage efter fortynding.
- Brug vaskeopløsningen inden udløbsdatoen. Hvis opløsningen ikke opbevares korrekt, kan tilstrækkelig ydeevne ikke opretholdes, selvom anvendelse sker inden udløbsdatoen.
- Undgå opbevaring i direkte sollys.
- I tilfælde af kontakt med øjnene skal øjnene øjeblikkeligt og grundigt vaskes med postevand. Søg læge, hvis det er nødvendigt.
- Dette produkt er en alkalisk vaskeopløsning. Må IKKE drikkes. Tag af hensyn til sikkerhed beskyttelseshandsker på inden brug.

Bortskaffelse af biologisk farligt affald

Flydende affald skal bortskaffes i henhold til facilitetens forordninger om biologisk farligt affald.

Opbevaring og stabilitet

- Opbevaring
Opbevares ved stuetemperatur (1-30 °C).
- Udløbsdato
Tryk på flaskeetiketten og den ydre karton.

Leverede materialer

Concentrated Washing Solution 3 1 L × 5 flasker

Nødvendige materialer, som ikke leveres

Prøverør (ved anvendelse sammen med AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakt vedr. teknisk assistance
[TEL: +31-20-545-24-50]

