

Concentrated Washing Solution 3

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Pidä se saatavilla tarvittaessa. Jos sinulle on tapahtunut tai olisi voinut tapahtua laitteeseen liittyvä vakava onnettomuus, ilmoita siitä suoraan valmistajalle tai valtuutetun edustajan kautta ja paikalliselle viranomaiselle.

Käyttötarkoitus

Concentrated Washing Solution 3 on pesuliuos käytettäväksi AX-4060:n tai AI-4510:n kanssa, jotka on tarkoitettu useiden virtsan fysiologisten merkkiaineiden kvalitatiiviseen, puolikvantitatiiviseen ja/tai kvantitatiiviseen mittaukseen. Vain *in vitro* -diagnostiseen käyttöön ja ammattikäyttöön.

Koostumus

Trinatriumortofosfaatti, 0,2 % (CAS-nro 7601-54-9)
Polyoksietyleenialkyyli(12-14)etterit, 1 % (CAS-nro 84133-50-6)

Käyttö

Laimenna käyttöä varten tiivistetty liuos ionivaihdetulla vedellä suhteessa 1:9 (1 osa tiivistetty liuosta laimennettuna 9 osalla ionivaihdettua vettä). Lue analysaattorin käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Varoitus

1. Laimentamisen jälkeen liuoksessa voi kasvaa sieniä ja/tai bakteereita. Käytä laimennettua pesuliuos 15 päivän kuluessa laimentamisesta.
2. Käytä pesuliuos viimeisen käyttöpäivään mennessä. Jos tuotetta ei säilytetä oikein, suorituskyky ei säily viimeiseen käyttöpäivään saakka.
3. Vältä suoraa auringonvaloa säilytyksessä.
4. Jos ainetta joutuu silmiin, on roiskeet huuhdeltava välittömästi ja perusteellisesti vesijohtovedellä. Mene tarvittaessa lääkäriin.
5. Tämä tuote on emäksinen pesuliuos. ÄLÄ JUO tuotetta. Käytä suojakäsineitä turvallisuuden takaamiseksi.

Biologisesti vaarallisten jätteiden hävittäminen

Hävitä nestemäinen jäte biologisesti vaarallisia jätteitä koskevien määräysten mukaisesti.

Säilytys ja vakaus

1. Säilytys
Säilytä huoneenlämmössä (1 – 30 °C).
2. Viimeinen käyttöpäivä
Painettu pullon etikettiin ja ulkopakkaukseen.

Toimitetut materiaalit

Concentrated Washing Solution 3 1 l × 5 pulloa

Tarvittavat materiaalit, joita ei toimiteta

Näyteputki (käytettäessä AI-4510:n kanssa)



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Teknisen tuen yhteystiedot
[TEL: +31-20-545-24-50]

