

Concentrated Washing Solution 3

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Glabājiet to pa rokai, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.
Ja jums ir gadījies vai varētu būt gadījies nopietns incidents saistībā ar produktu, lūdzu, ziņojiet par to uzreiz ražotājam vai pilnvarotajam pārstāvim, kā arī vietējai uzturēšanās iestādei.

Paredzētais mērķis

Concentrated Washing Solution 3 ir mazgāšanas šķīdums izmantošanai kopā ar AX-4060 vai AI-4510, kas paredzēti kvalitatīvai, daļēji kvantitatīvai un/vai kvantitatīvai vairāku fizioloģisko marķieru mērīšanai urīnā.
Tikai *in vitro* diagnostikai un profesionālai lietošanai.

Sastāvs

Trešējais nātrija fosfāts, 0,2% (CAS nr. 7601-54-9)
Polioksietilēnalkil(12-14)ēteri, 1% (CAS nr. 84133-50-6)

Lietojums

Lietošanai atšķaidiet koncentrēto šķīdumu ar dejonizētu ūdeni attiecībā 1:9 (1 daļa koncentrēta šķīduma atšķaidīta ar 9 daļām dejonizēta ūdens).
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet analizatora rokasgrāmatu.

Uzmanību!

1. Pēc atšķaidīšanas šķīdumā var savairoties sēnītes un/vai baktērijas. Lūdzu, izlietojiet atšķaidīto mazgāšanas šķīdumu 15 dienu laikā.
2. Izlietojiet mazgāšanas šķīdumu tā derīguma termiņa ietvaros. Ja šķīdums netiek atbilstoši uzglabāts, tā efektivitāte mazinās, pat ievērojot derīguma termiņu.
3. Neuzglabājiet šķīdumu tiešos saules staros.
4. Ja tas iekļūst acīs, nekavējoties un rūpīgi skalojiet acis ar krāna ūdeni. Vajadzības gadījumā apmeklējiet ārstu.
5. Šis produkts ir sārmais mazgāšanas šķīdums. NEDZERIET to! Pirms lietošanas drošības nolūkos uzvelciet aizsargcimdus.

Atbrīvošanās no bioloģiski bīstamiem atkritumiem

Atbrīvojieties no šķidrajiem atkritumiem atbilstoši noteikumiem par bioloģiski bīstamiem atkritumiem.

Uzglabāšana un stabilitāte

1. Uzglabāšana
Uzglabājiet istabas temperatūrā (1–30 °C).
2. Derīguma termiņš
Uzdrukāts uz pudeles etiķetes un ārējā iepakojuma.

Nodrošinātie materiāli

Concentrated Washing Solution 3 1 l × 5 pudeles

Nepieciešamie, bet nenodrošinātie materiāli

Parauga stobriņš (izmantojot kopā ar AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontaktinformācija tehniskās palīdzības saņemšanai
[TEL: +31-20-545-24-50]

