

Concentrated Washing Solution 3

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį pakuotės lapelį. Saugokite jį, jei prireiktų ateityje. Jei patyrėte arba galėjote patirti rimtą incidentą, susijusį su įrenginiu, praneškite apie tai gamintojui arba įgaliotajam atstovui ir vietos reguliavimo institucijai.

Numatytoji paskirtis

Concentrated Washing Solution 3 yra plovimo tirpalas, skirtas naudoti su AX-4060 arba AI-4510 analizatoriumi, skirtu kokybiškam, pusiau kiekybiškam ir (arba) kiekybiškam kelių fiziologinių žymenų matavimui šlapime.

Skirta tik *in vitro* diagnostikos reikmėms ir tik profesionalams.

Sudėtis

Tribazis natrio fosfatas, 0,2 % (CAS Nr. 7601-54-9)

Polioksietileno alkil(12-14)eteriai, 1 % (CAS Nr. 84133-50-6)

Naudojimas

Atskieskite koncentruotą tirpalą dejonizuotu vandeniu 1:9 santykiu (1 koncentruoto tirpalo dalį atskieskite 9 dejonizuoto vandens dalimis).

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite analizatoriaus naudojimo vadovą.

Perspėjimas

- Atskiestame tirpale gali augti grybai ir (arba) bakterijos. Atskiestą plovimo tirpalą sunaudokite per 15 dienų nuo atskiedimo.
- Sunaudokite plovimo tirpalą iki galiojimo datos. Laikant netinkamai, neužtikrinamas pakankamas veiksmingumas, nors galiojimas dar nėra pasibaigęs.
- Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.
- Patekus į akis, nedelsiant ir kruopščiai plauti vandentiekio vandeniu. Jeigu reikia, kreiptis į gydytoją.
- Šis produktas yra šarminis plovimo tirpalas. NEGERTI. Prieš naudojimą apsimaukite apsaugines pirštines.

Biologiškai pavojingų atliekų šalinimas

Skystas atliekas šalinkite laikydamiesi reglamentų dėl biologiškai pavojingų atliekų.

Laikymas ir stabilumas

- Laikymas
Laikyti kambario temperatūroje (1–30 °C).
- Galiojimo data
Išspausdinta butelio etiketėje ir ant išorinės pakuotės.

Pateiktos medžiagos

Concentrated Washing Solution 3 1 l × 5 buteliai

Reikalingos, bet nepateiktos medžiagos

Mėgintuvėlis (naudojant su AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Kreiptis dėl techninės pagalbos

[TEL: +31-20-545-24-50]

