

Concentrated Washing Solution 3

Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę ulotkę. Zachować ją, w razie potrzeby, w celach informacyjnych.
Jeśli wystąpił lub mógł wystąpić poważny incydent związany z urządzeniem, należy zgłosić to bezpośrednio producentowi lub autoryzowanemu przedstawicielowi i lokalnemu organowi regulacyjnemu.

Przeznaczenie

Concentrated Washing Solution 3 to roztwór myjący do stosowania z analizatorami AX-4060 lub AI-4510, które są przeznaczone do jakościowego, ilościowego i/lub ilościowego pomiaru kilku markerów fizjologicznych w moczu.

Przeznaczone wyłącznie do diagnostyki *in vitro* i użytku profesjonalnego.

Skład

Fosforan sodu trójasadowy, 0.2% (nr CAS 7601-54-9)

Polioksyetylenowane alkilo(12-14)etery, 1% (nr CAS 84133-50-6)

Stosowanie

Rozcieńczyć stężony roztwór do użycia wodą dejonizowaną w stosunku 1:9 (1 część stężonego roztworu rozcieńczona 9 częściami wody dejonizowanej).

Przeczytać uważnie instrukcję obsługi analizatora przed użyciem.

Uwaga

- Po rozcieńczeniu w roztworze mogą rozwijać się grzyby i/lub bakterie. Rozcieńczony roztwór myjący należy zużyć w ciągu 15 dni od rozcieńczenia.
- Zużyć roztwór myjący przed upływem terminu ważności. Jeśli warunki przechowywania nie są odpowiednie, wydajność nie jest utrzymywana na wystarczającym poziomie, nawet jeśli nie przekroczono terminu ważności.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego podczas przechowywania.
- W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast i dokładnie bieżącą wodą. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- Ten produkt jest alkalicznym roztworem myjącym. NIE pić. Przed użyciem założyć rękawice ochronne dla celów bezpieczeństwa.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych biologicznie

Usuwać odpady ciekłe zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych biologicznie.

Przechowywanie i stabilność

- Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (1–30°C).
- Termin ważności
Wydrukowano na etykiecie butelki i opakowaniu zewnętrznym.

Materiały zapewnione

Concentrated Washing Solution 3 1 litr × 5 butelek

Materiały wymagane, ale niewchodzące w skład zestawu

Próbówka (w przypadku stosowania z AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakt w celu uzyskania pomocy technicznej
[TEL: +31-20-545-24-50]

