

Concentrated Washing Solution 3

Läs denna bipacksedel noga före användning. Spara den för framtida referens.
Om du har upplevt eller kunde ha upplevt en allvarlig incident med enheten, ber i vi dig rapportera detta direkt till tillverkaren eller till en auktoriserad representant samt till din lokala tillsynsmyndighet.

Avsedd användning

Concentrated Washing Solution 3 är en tvättlösning för användning med AX-4060 eller AI-4510, som är avsedda att användas för kvalitativ, semi-kvantitativ eller kvantitativ mätning av flera fysiologiska markörer i urin.
Endast för *in-vitro*-diagnostik och yrkesmässig användning.

Sammansättning

Trinatriumfosfat, 0,2 % (CAS-nummer 7601-54-9)
Polyoxyetylenalkyleter(12-14), 1 % (CAS-nummer 84133-50-6)

Användning

Späd ut den koncentrerade lösningen med avjoniserat vatten i förhållandet 1:9 (1 del koncentrerad lösning utspädd med 9 delar avjoniserat vatten).
Läs analysatorns bruksanvisning noga före användning.

Varning

- Efter utspädning kan det hända att tillväxt av svamp eller bakterier uppstår. Använd utspädd tvättlösning inom 15 dagar från utspädning.
- Använd tvättlösningen före utgångsdatumet. Om lösningen inte förvaras korrekt bibehålls inte lösningens prestanda även om den används före utgångsdatumet.
- Undvik förvaring i direkt solljus.
- I händelse av kontakt med ögonen ska du omedelbart skölja ögonen noggrant med kranvatten. Uppsök läkare om så krävs.
- Den här produkten är en alkalisk tvättlösning. Drick INTE. Använd skyddshandskar för säker användning.

Bortskaffande av biologiskt riskavfall

Omhänderta flytande avfall i enlighet med gällande bestämmelser om biologiskt riskavfall.

Förvaring och hållbarhet

- Förvaring
Förvara vid rumstemperatur (1–30 °C).
- Utgångsdatum
Tryckt på flaskans etikett och på den yttre behållaren.

Medföljande material

Concentrated Washing Solution 3 1 l × 5 flaskor

Nödvändiga material som inte medföljer

Provrör (vid användning med AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakt för teknisk hjälp
[TEL: +31-20-545-24-50]

