

# Washing Solution (Concentrate)

Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite šį pakuotės lapelį. Laikykite jį po ranka, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti. Jei patyrėte arba galėjote patirti su prietaisu susijusį rimtą incidentą, praneškite apie tai tiesiogiai gamintojui arba per įgaliotąjį atstovą ir vietos reguliavimo institucijai.

## Numatyta paskirtis

- ✦ Washing Solution (Concentrate) – tai plovimo tirpalas, skirtas naudoti su OSMO STATION OM-6060 arba OSMO STATION 2 OM-6070 kiekybiniam osmoliškumo nustatymui. Skirtas tik *in vitro* diagnostikai ir profesionaliam naudojimui.

## Sudėtis

- Tribazis natrio fosfatas, 0,2% (CAS Nr. 7601-54-9)
- Polioksietileno alkilo (12-14) eteriai, 1% (CAS Nr. 84133-50-6)

## Naudojimas

Koncentruotą tirpalą praskieskite dejonizuotu vandeniu santykiu 1:9 (1 dalis koncentruoto tirpalo praskiesta 9 dalimis dejonizuoto vandens).

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite atitinkamo prietaiso naudojimo vadovą.

## Perspėjimai

1. Visada naudokite šviežiai paruoštą plovimo tirpalą, nes jį praskiedus gali atsirasti grybelių ar bakterijų.
2. Sunaudokite plovimo tirpalą, kol nepasibaigė jo galiojimo laikas. Jei tirpalas laikomas netinkamai, neišlaikomos jo pakankamos naudojimo savybės, nors galiojimo laikas ir nepasibaigęs.
3. Laikant venkite tiesioginių saulės spindulių.
4. Patekus į akis, nedelsdami kruopščiai išplaukite jas vandeniu iš čiaupo. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
5. Šis gaminytis yra šarminis plovimo tirpalas. Negerkite. Prieš naudodami saugumo sumetimais apsinaukite apsaugines pirštines.



### Biologiškai pavojingų atliekų šalinimas

Skystas atliekas šalinkite pagal savo biologinių atliekų šalinimo taisykles.

## Laikymas ir stabilumas

1. Laikymas  
Laikykite kambario temperatūroje (1 - 30°C / 34 - 86°F).
2. Galiojimo laikas  
Atspausdinta buteliuko etiketėje ir ant išorinės pakuotės.

## Pateiktos medžiagos

Washing Solution (Concentrate) 1 L × 1 buteliukas



### ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi  
Shiga 520-3306, JAPAN

[https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact\\_eng](https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng)



### ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2  
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į  
ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50  
FAX: +31-20-545-24-59

