

ADAMSTM A1C

HA-8180V

Si prega di utilizzare solo consumabili, accessori e articoli post-vendita forniti da ARKRAY.
Al momento dell'acquisto di questi articoli, contattare il distributore per conoscere i codici dei prodotti corretti.

■ Articoli post-vendita e consumabili

● Consumabili

Prodotto	Specifiche tecniche
COLUMN UNIT 80	1 per confezione
ELUENT 80A	600 mL, 4 per confezione
ELUENT 80B	600 mL, 2 per confezione
ELUENT 80CV	600 mL, 2 per confezione
HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H	2 L, 3 per confezione
CONTROL DILUTION SET 80	DILUENT 80 (250 mL, 1 per confezione), RECONSTITUENT 80 (15 mL, 1 per confezione)
CALIBRATOR 80	CALIBRATOR 80 Low, CALIBRATOR 80 High e CALIBRATOR 80 Diluent (3 per ciascuno), Elenco valori standard, targhette con codici a barre con informazioni sulla calibrazione
Carta per stampante	58 mm (largh.) × 25 mm (lungh.), 5 rotoli per confezione
Coppetta	500 µL, 1000 per confezione

● Articoli di manutenzione

Prodotto	Specifiche tecniche
Cavo di alimentazione	220-240VAC
	100-120VAC
	Il tipo di cavo di alimentazione (in dotazione) varia a seconda del paese. Per ulteriori informazioni contattare il distributore.
Fusibili	220-240VAC: T2AE250V~, 2 per confezione
	100-120VAC: T4AE250V~, 2 per confezione
Tappo per flacone A con sonda	Sonda per ELUENT 80A
Tappo per flacone B con sonda	Sonda per ELUENT 80B
Tappo per flacone CV con sonda	Sonda per ELUENT 80CV
Tappo per flacone H con sonda	Sonda per HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H (con sensore rilevamento livello fluido)
Kit di lavaggio celle	Contattare il proprio distributore prima dell'uso.
Guarnizione per stantuffo	Contattare il proprio distributore prima dell'uso.
Pacco di alluminio	Per la manutenzione, qualora lo strumento debba rimanere inutilizzato per lunghi periodi, 2 per set
Soluzione di lavaggio tubi	250 mL
Sonda perforatrice	1 per confezione
O-ring	Per il blocco lavaggio sonda, 5 per confezione
O-ring per contenitore di diluizione	Per contenitore di diluizione
Piastra di copertura	Per blocco lavaggio sonda
Filtro e O-ring per elett.	Per sonde del reagente, filtri a rete e O-ring, 5 per ciascuno
Tubo di ricambio (per la valvola)	2 mm (diametro interno) × 4 mm (diametro esterno), 10 cm, 5 per confezione

● Articoli di manutenzione

Prodotto	Specifiche tecniche
Tubo di ricambio (per la colonna lato IN)	0,25 mm (diametro interno) × 1,6 mm (diametro esterno), 9,5 cm, realizzato in PEEK
Tubo di ricambio (per la colonna lato OUT)	0,25 mm (diametro interno) × 1,6 mm (diametro esterno), 8,0 cm, realizzato in PEEK
Tubo di silicone	2 mm (diametro interno) × 4 mm (diametro esterno), 3 m
Tubo di silicone	3 mm (diametro interno) × 6 mm (diametro esterno), 3 m
Tubo in Teflon	2,1 mm (diametro interno) × 3,1 mm (diametro esterno), 2 m
Tubo in Tefzel	1 mm (diametro interno) × 2 mm (diametro esterno), 2 m
Giunti 1X2	Raccordo di tenuta piatto M6 Ø2, 5 per confezione
Giunti 2X3	Raccordo di tenuta piatto M6 Ø3, 5 per confezione
Set di giunti	Raccordo di tenuta piatto M6 Ø2, tipo passante, 5 per confezione
Viti di spinta (circolari)	EASYFIT #9001, 5 per confezione
Viti a testa cilindrica	HEXFIT MINI #9135, 5 per confezione
Rack normale	Per rotazione provette campioni
Rack d'inizio	START
Rack a coppie sangue intero	W PAIR
Rack a coppie emolisi	H PAIR
Anemia rack	ANEMIA
Rack di controllo sangue intero	W CTRL
Rack di controllo emolisi	H CTRL
Rack di calibrazione	CAL
Rack di lavaggio	WASH
Adattatore unità rotante	Ø13, trasparente 10 per confezione
Adattatore	Ø13, grigio, 10 per confezione
Adattatore	Ø13, arancione, 10 per confezione
Adattatore	Ø13, blu, 10 per confezione
Agitatore	1500G

■ Opzioni

Prodotto	Specifiche tecniche
Flacone per liquido di scarico	Con sensore di rilevazione di livello del liquido
Letto di codice a barre manuale	Tipo palmare
Pannello ethernet	Per la connessione della serie HA-8180 al computer host
Side sampler	Serve entrambi i lati, START e STOCK
Rack personalizzato 1	Rack normale, provetta Sarstedt (Ø11 × L66 mm, 2,7 mL), serie HA-8180
Rack personalizzato 2	Rack normale, provetta Sarstedt (Ø13 × L65 mm, 2,6 mL), serie HA-8180
Rack personalizzato 3	Rack di calibrazione, provetta Sarstedt (Ø11 × L66 mm, 2,7 mL / Ø13 × L65 mm, 2,6 mL), serie HA-8180
Rack personalizzato 4	Anemia rack, provetta Sarstedt (Ø11 × L66 mm, 2,7 mL / Ø13 × L65 mm, 2,6 mL), HA-8180V
Adattatore per provetta Sarstedt (Ø11)	Provetta Sarstedt (Ø11 × L66 mm, 2,7 mL), serie HA-8180
Adattatore per provetta Sarstedt (Ø13)	Provetta Sarstedt (Ø13 × L65 mm, 2,6 mL), serie HA-8180