

ADAMS™ A_{1C}

HA-8180T

Gebruik alleen verbruiksartikelen, accessoires en onderdelen na verkoop die worden geleverd door ARKRAY.

Neem bij aankoop van deze artikelen contact op met uw distributeur voor de juiste productcodes.

■ Onderdelen en verbruiksartikelen na verkoop

● Verbruiksartikelen

Product	Specificaties
COLUMN UNIT 80T	1 per pak
ELUENT 80A	600 mL, 4 per doos
ELUENT 80B	600 mL, 2 per doos
ELUENT 80CT	600 mL, 4 per doos
HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H	2 L, 3 per doos
CONTROL DILUTION SET 80	DILUENT 80 (250 mL, 1 per doos), RECONSTITUENT 80 (15 mL, 1 per doos)
CALIBRATOR 80	CALIBRATOR 80 Low, CALIBRATOR 80 High en CALIBRATOR 80 Diluent (3 voor elk), Lijst met standaardwaarden, barcode-etiketten met kalibratiegegevens
Afdrukpapier	58 mm (B) × 25 mm (L), 5 rollen per doos
Monsterbeker	500 µL, 1000 per verpakking

● Onderhoudsonderdelen

Product	Specificaties
Voedingssnoer	220-240 VAC
	100-120 VAC
	Het type voedingssnoer (meegeleverd) is afhankelijk van het land. Neem voor meer informatie contact op met de distributeur.
Zekeringen	220-240 VAC: T2AE250V~, 2 per pak
	100-120 VAC: T4AE250V~, 2 per pak
Flessendop A met naald	Naald voor ELUENT 80A
Flessendop B met naald	Naald voor ELUENT 80B
Flessendop CT met naald	Naald voor ELUENT 80CT
Flessendop H met naald	Naald voor HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H (met vloeistofniveaudetectiesensor)
Celspoelkit	Neem vóór gebruik contact op met uw distributeur.
Plunjerafdichting	Neem vóór gebruik contact op met uw distributeur.
Aluminiumpak	Voor onderhoud wanneer het instrument lange tijd niet zal worden gebruikt, 2 per set
Spoeloplossing voor buizen	250 mL
Pipetteernaald	1 per pak
O-ring	Voor pipetteernaaldspoelblok, 5 per pak
O-ring voor verdunningscontainer	Voor verdunningscontainer
Afdekplaat	Voor pipetteernaaldspoelblok
Filter en O-ring voor elekt.	Voor reagensnaalden, netfilters en O-ringen, 5 voor elk
Reservebuis (voor klep)	2 mm (inwendige diameter) × 4 mm (uitwendige diameter), 10 cm, 5 per pak
Siliconenbuis	2 mm (inwendige diameter) × 4 mm (uitwendige diameter), 3 m
Siliconenbuis	3 mm (inwendige diameter) × 6 mm (uitwendige diameter), 3 m
Teflonbuis	2,1 mm (inwendige diameter) × 3,1 mm (uitwendige diameter), 2 m

● Onderhoudsonderdelen

Product	Specificaties
Tefzelbuis	1 mm (inwendige diameter) × 2 mm (uitwendige diameter), 2 m
Verbindingen 1X2	M6-koppeling met vlakke afdichting Ø2, 5 per pak
Verbindingen 2X3	M6-koppeling met vlakke afdichting Ø3, 5 per pak
Verbindingenset	M6-koppeling met vlakke afdichting Ø2, doorvoertype, 5 per pak
Duwschroeven (cirkeltype)	EASYFIT #9001, 5 per pak
Dopschroeven	HEXFIT MINI #9135, 5 per pak
Normaal rek	Voor centrifugeren monsterbuisjes
Startrek	START
Volbloedpairrek	W PAIR
Hemolysepairrek	H PAIR
Anemia rack	ANEMIA
Volbloedcontrolerek	W CTRL
Hemolysecontrolepairrek	H CTRL
Kalibratierek	CAL
Spoelrek	WASH
Adapter centrifuge	Ø13, transparant, 10 per pak
Adaptor	Ø13, grijs, 10 per pak
Adaptor	Ø13, oranje, 10 per pak
Adaptor	Ø13, blauw, 10 per pak
Roerstuk	1500 G
Luchtfilter	2 per pak

■ Opties

Product	Specificaties
Afvalvloeistoffles	Met vloeistofniveaudetectiesensor
Handmatige barcodelezer	Handmatig type
Ethernet-kaart	Voor aansluiting van de HA-8180-series op de hostcomputer
Side sampler	Dient als opslaggebied voor zowel START als STOCK
Aangepast rek 1	Normaal rek, Sarstedt-buis (Ø11 × L66 mm, 2,7 mL), HA-8180-serie
Aangepast rek 2	Normaal rek, Sarstedt-buis (Ø13 × L65 mm, 2,6 mL), HA-8180-serie
Aangepast rek 3	Kalibratierek, Sarstedt-buis (Ø11 × L66 mm, 2,7 mL / Ø13 × L65 mm, 2,6 mL), HA-8180-serie
Aangepast rek 4	Anemia rack, Sarstedt-buis (Ø11 × L66 mm, 2,7 mL / Ø13 × L65 mm, 2,6 mL), HA-8180V / HA-8180T
Adaptor voor Sarstedt-buis (Ø11)	Sarstedt-buis (Ø11 × L66 mm, 2,7 mL), HA-8180-serie
Adaptor voor Sarstedt-buis (Ø13)	Sarstedt-buis (Ø13 × L65 mm, 2,6 mL), HA-8180-serie