

ADAMS A1c

HA-8190V

Lütfen sadece ARKRAY tarafından sağlanan sarf malzemelerini, aksesuarları ve yedek parçaları kullanın.

Lütfen doğru ürün kodlarını öğrenmek için bu kalemleri satın alırken satıcınızla irtibata geçin.

■ Yedek parçalar ve sarf malzemeleri

● Sarf malzemeleri

Ürün	Spesifikasyonlar
COLUMN UNIT 90	her pakette 1 adet
ELUENT 90A	600 mL, her kutuda 4 adet
ELUENT 90B	600 mL, her kutuda 2 adet
ELUENT 90CV	600 mL, her kutuda 2 adet
ELUENT 90CV-S	200 mL, her kutuda 2 adet
HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H	2 L, her kutuda 3 adet
DILUENT 90	250 mL, her kutuda 1 adet
CALIBRATOR 90	CALIBRATOR 90 Low, CALIBRATOR 90 High ve CALIBRATOR 90 Diluent (her birinde 3 tane), Standart değerler listesi, kalibrasyon bilgi barkodu etiketleri
Yazıcı kağıdı	58 mm (G) × 25 m (U), her kutuda 5 rulo
Numune kabı	500 µL, her pakette 1000 adet

● Bakım parçaları

Ürün	Spesifikasyonlar
Elektrik kablosu	220-240VAC 100-120VAC Elektrik kablosu tipi (ürünle birlikte gönderilen) ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için distribütörünüz ile görüşün.
Sigortalar	T4AE250V~, her pakette 2 adet
Ağızlıklı şişe kapağı A	ELUENT 90A için ağızlık
Ağızlıklı şişe kapağı B	ELUENT 90B için ağızlık
Ağızlıklı şişe kapağı CV	ELUENT 90CV için ağızlık
Ağızlıklı şişe kapağı H	HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H için ağızlık (sıvı seviyesi algılama sensörüyle)
Hücre yıkama kiti	Kullanmadan önce distribütörünüzle görüşün.
Alüminyum paket	Cihazın uzun süre kullanılmayacağı zamanlarda bakım için set başına 2 adet
Tüpler için lavaj solüsyonu	250 mL
Delici ağızlık	her pakette 1 adet
O conta	Ağızlık lavaj bloku için, her pakette 5 adet
Kapak levhası	Ağızlık lavaj bloku için
Elektrikli filtre için filtre ve O conta	Reaktif ağızlıklar, gözenekli filtre ve O conta için. Her biri için 5 adet
Yedek tüp (valf için)	2 mm (iç çap) × 4 mm (dış çapı), her pakette 3 adet
Yedek tüp (IN kolonu için)	0,25 mm (iç çap) × 1,6 mm (iç çapı), 9,5 cm, PEEK'ten üretilmiştir

● Bakım parçaları

Ürün	Spesifikasyonlar
Yedek tüp (OUT kolonu için)	0,25 mm (iç çap) × 1,6 mm (iç çapı), 8,0 cm, PEEK'ten üretilmiştir
Silikon tüp	2 mm (iç çap) × 4 mm (dış çapı), 3 m
Silikon tüp	3 mm (iç çap) × 6 mm (dış çapı), 3 m
Teflon tüp	2 mm (iç çap) × 3 mm (dış çapı), 2 m
Tefzel tüp	1 mm (iç çap) × 2 mm (dış çapı), 2 m
Bağlantılar 1X2	M6 düz conta Ø2, her pakette 5 adet
Bağlantılar 2X3	M6 düz conta Ø3, her pakette 5 adet
Bağlantı seti	M6 düz conta Ø2, geçmeli tip, her pakette 5 adet
Raptiye perçinler (yuvarlak tip)	EASYFIT #9001, her pakette 5 adet
Kapak vidası	HEXFIT MINI #9135, her pakette 5 adet
Sabitleme vidası (mandallı)	Seyreltme Kabı için
Normal raf	Numune tüpünü döndürmek için
Başlama rafı	START
Tam kan çifti rafı	W PAIR
Hemoliz çifti rafı	H PAIR
Anemi rafı	ANEMIA
Hemoliz kontrolü rafı	H CTRL
Kalibrasyon rafı	CAL
Lavaj rafı	WASH
Ağız kılavuzu	Ø13, gri, her pakette 10 adet
Ağız kılavuzu	Ø13, turuncu, her pakette 10 adet
Ağız kılavuzu	Ø13, mavi, her pakette 10 adet
Standart adaptör	Ø13, gri, her pakette 10 adet
Standart adaptör	Ø13, mavi, her pakette 10 adet

■ Seçenekler

Ürün	Spesifikasyonlar
Özel mod rafı	Her bir ağzın ölçüm modunu değiştirmek için
Tam kan kontrol rafı	HbA1c tam kan kontrol ölçümü için
Sıvı atık şişesi	Sıvı seviyesi algılama sensörlü
El tipi barkod okuyucu	Taşınabilir tip
Ethernet kartı	HA-8190V'yi ana bilgisayara bağlamak için
Side sampler	START ve STOCK alanların her ikisine de uygundur