

SPOTCHEM D-00 QR

SD-9811

Χρησιμοποιείτε μόνο αναλώσιμα, αξεσουάρ και ανταλλακτικά μετά την πώληση που παρέχονται από την ARKRAY.

Επικοινωνήστε με τον διανομέα σας για τους σωστούς κωδικούς προϊόντων κατά την αγορά αυτών των στοιχείων.

■ Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μετά την πώληση

● Αναλώσιμα

Προϊόν	Προδιαγραφές
Χαρτί εκτύπωσης	58 mm πλάτος, 25 m, 5 ρολό

● Εξαρτήματα συντήρησης

Προϊόν	Προδιαγραφές
Καλώδιο τροφοδοσίας *	Ονομαστική ισχύς: 250 V 10 A (Βύσμα τύπου C)
Καλώδιο τροφοδοσίας *	Ονομαστική ισχύς: 125 V 13 A (Βύσμα τύπου A)
Σετ ασφαλειών	2 ασφάλειες
Βούρτσα φυσητήρα	
Κατσαβίδι Philips	Αριθ. 2, πλαστικό, μονωμένο
Εξαγωνικό κλειδί	
Συσκευή ανάγνωσης κωδικού QR	

* Επιλέξτε το καλώδιο τροφοδοσίας που ταιριάζει στην περίπτωση σας.

■ Επιλογές

Προϊόν	Προδιαγραφές
Προσαρμογέας σύνδεσης υφιστάμενου μοντέλου	
Πλακέτα ethernet	