

SPOTCHEM D-00 QR

SD-9811

Si prega di utilizzare solo consumabili, accessori e articoli post-vendita forniti da ARKRAY. Al momento dell'acquisto di questi articoli, contattare il distributore per conoscere i codici dei prodotti corretti.

■ Articoli post-vendita e consumabili

● Consumabili

Prodotto	Specifiche tecniche
Carta da stampa	Larghezza 58 mm, 25 m, 5 rotoli

● Articoli di manutenzione

Prodotto	Specifiche tecniche
Cavo di alimentazione *	Caratteristica nominale: 250 V 10 A (spina tipo C)
Cavo di alimentazione *	Caratteristica nominale: 125 V 13 A (spina tipo A)
Set di fusibili	2 fusibili
Soffiante a spazzole	
Cacciavite a stella	N. 2, isolato in plastica
Chiave esagonale	
Lettore di codici QR	

* Scegliere il cavo di alimentazione adatto alla propria circostanza.

■ Opzioni

Prodotto	Specifiche tecniche
Adattatore di collegamento per modello già in uso	
Scheda Ethernet	