

SPOTCHEM D-00 QR

SD-9811

Utilize apenas consumíveis, acessórios e peças de pós-venda fornecidas pela ARKRAY. Contacte o seu distribuidor para receber os códigos de produto corretos ao adquirir estes itens.

■ Consumíveis e peças de pós-venda

● Consumíveis

Produto	Especificações
Papel de impressão	58 mm de largura, 25 m, 5 rolos

● Peças de manutenção

Produto	Especificações
Cabo de alimentação *	Potência: 250 V 10 A (ficha tipo C)
Cabo de alimentação *	Potência: 125 V 13 A (ficha tipo A)
Conjunto de fusíveis	2 fusíveis
Escova sopradora	
Chave de fendas Phillips	Nº 2, isolamento em plástico
Chave hexagonal	
Leitor de código QR	

* Escolha o cabo de alimentação adequado à sua situação.

■ Opções

Produto	Especificações
Adaptador de ligação a modelo existente	
Placa ethernet	