

SPOTCHEM D-02

SD-4810

Χρησιμοποιείτε μόνο αναλώσιμα, αξεσουάρ και ανταλλακτικά μετά την πώληση που παρέχονται από την ARKRAY.

Επικοινωνήστε με τον διανομέα σας για τους σωστούς κωδικούς προϊόντων κατά την αγορά αυτών των στοιχείων.

■ Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μετά την πώληση

● Αναλώσιμα

Προϊόν	Προδιαγραφές
Άκρο	100 άκρα
Άκρο	500 άκρα
Σετ καθαρισμού	10 μπατονέτες, 2 σετ με 5 περιέκτες 10 τεμάχια χαρτιού καθαρισμού, 10 άκρα
Κυβέτα (Δεν περιλαμβάνει ηπαρίνη)	100 κυβέτες, γκρι πώμα
Κυβέτα (Δεν περιλαμβάνει ηπαρίνη)	500 κυβέτες, γκρι πώμα
Cuvette (heparin)	100 κυβέτες, πράσινο πώμα
Cuvette (heparin)	500 κυβέτες, πράσινο πώμα
SPOTCHEM D Control	Κάθε μία με 2 φιάλες για συγκέντρωση 1, 2 και διάλυμα αραίωσης

● Εξαρτήματα συντήρησης

Προϊόν	Προδιαγραφές
Καλώδιο σύνδεσης	Μόνο για D-Concept
Σετ ακροφυσίων	2 ακροφύσια με δακτυλίους στεγανοποίησης
Σετ κλειδιών για την αντικατάσταση ακροφυσίου	2 κλειδιά, 1 προσαρμογέας
Σύρμα καθαρισμού	Για τον καθαρισμό των ακροφυσίων
Σωλήνας ακροφυσίου	2 ανταλλακτικοί σωλήνες ακροφυσίου
Θήκη άκρου	
Θήκη απόρριψης	

■ Επιλογές

Προϊόν	Προδιαγραφές
Φορητή φυγόκεντρος	