

SPOTCHEM D-03

SD-4820

Se ruega utilizar únicamente los consumibles, accesorios y piezas de recambio suministrados por ARKRAY.

Al comprar estos artículos, contacte con su distribuidor para obtener los códigos de producto correctos.

■ Piezas de recambio y consumibles

● Consumibles

Producto	Especificaciones
Punta	100 puntas
Punta	500 puntas
Kit de higienización	10 bastoncillos de algodón, 2 sets de 5 contenedores 10 piezas de papel de higienización, 10 puntas
Cubeta (No incluye heparina)	100 cubetas, tapa gris
Cubeta (No incluye heparina)	500 cubetas, tapa gris
Cuvette (heparin)	100 cubetas, tapa verde
Cuvette (heparin)	500 cubetas, tapa verde
Centrifuge Cup (for D-Concept)	100 tubos
SPOTCHEM D Control	Cada 2 botellas para la concentración 1, 2 y la solución de dilución

● Piezas de mantenimiento

Producto	Especificaciones
Cable de conexión	Solo para D-Concept
Set de boquillas	1 boquilla con junta tórica
Set de llaves para sustituir la boquilla	2 llaves, 1 adaptador
Hilo de higienización	Para la limpieza de boquillas
Tubo de la boquilla	2 tubos de repuesto de la boquilla
Bandeja de puntas	
Contenedor de desechos	
Tapa de la centrifuga	

■ Opciones

Producto	Especificaciones
Centrifuga portátil	